

Cette table robuste à deux sections résiste aux traitements les plus intensifs effectués par des kinés ou des médecins généralistes. Avec un design élégant, d'excellentes fonctionnalités et une commande au pied de série, elle est simple à utiliser. Sortez-la simplement de la boîte, branchez-la, et elle est prête à l'utiliser!


TOP COLOUR



FRAME COLOUR




	TOP	FRAME
EL02.1.A66.WF	●	○
EL02.1.A10.WF	●	○
EL02.1.A66.GF	●	●



Caractéristiques :

- Hauteur réglable par cadre de commande périphérique 360°.
- Design élégant avec des pieds au cadre arrondis.
- Dossier avec trou visage et bouchon.
- Pieds réglables pour les surfaces inégales.
- Roulettes escamotables ø 75mm.
- Moteur fiable TiMOTION.
- Temps d'élévation: 30 secondes.
- Épaisseur de la mousse: 5 cm
- Densité de la mousse : 36 kg/m³
- Sellerie vinyle ignifugée très résistante à l'usure.
- Certification : CE, FDA, ISO 13485:2016
- Poids maximal supporté : 250 kg
- Couleur sellerie au choix : Bleu marine ou Gris graphite.
- Garantie : 1 an pour le châssis, vérins et sellerie (hors mauvaise utilisation).



195 cm



66 cm



48-92 cm



-20° to +70°



5 cm



ø 75 mm



60 kg



0.75 cm



199 x 74 x 51 cm