

INFORMATIONS DE COMMANDE

80.00.045 K1 CLASSIC

80.00.040 K1 STANDARD

80.00.042 K1 COMFORT

ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS :

0.0037.061 Télécommande K1 Classic
0.0037.050 Télécommande K1 Standard
0.0037.054 Télécommande K1 Comfort

ACCESSOIRES EN OPTION :

80.00.055 Chariot de transport standard K1
80.00.065 Chariot de transport modulaire K1
2.0032.013 Coque/Hygiène pour support Jambes et cuisses K1 Comfort
EXTGAR Extension de garantie 3 ans
MAINT3ART Maintenance préventive 3 ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONS DE L'ARTROMOT®- K1 CLASSIC :

Pauses (extension et flexion) : 0-59 secondes / 1-59 minutes
Vitesse : 5 % - 100 % - 25 à 180°/min
Verrouillage des touches : Empêche une modification non souhaitée des paramètres de traitement

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ARTROMOT®-K1 STANDARD :

Minuterie : 1-59 minutes / 1-24 heures / Mode continu
Pauses (extension et/ou flexion) : 0-59 secondes / 1-59 minutes
Inversion de la charge par paliers : 1-25 / Commutation de sécurité
Programme d'échauffement : Amener en douceur le patient vers l'amplitude de mouvement maximale en 15 cycles
Durée totale de la thérapie : Enregistrement de la durée totale du traitement
Nouveau patient : Réinitialisation des paramètres de base pour les nouveaux patients
Réglage pour le transport : Met l'attelle en position de transport

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ARTROMOT®-K1 COMFORT :

Allongement (extension ou flexion) : Travail en gain d'amplitude (+5°)
Programme confort : Atteinte des paramètres maximaux d'amplitude au bout de 10 cycles avec 5 derniers cycles de progression degré par degré.
Répétition sur les derniers degrés (extension ou flexion) : Augmente la fréquence de mouvements sur les 10 derniers degrés
Programme d'exercices complet : Programme combinant 8 phases de 5 min. (échauffement, allongement, répétition, ...)
Suivi du déroulement de la thérapie : Affiche tout le déroulement du traitement sous forme de graphique
Combinaison EMS : Permet de combiner de manière optimale la thérapie CPM et l'électrothérapie

Télécharger le manuel d'utilisation de l'Artromot®-K1

L'Artromot®-K1 est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié DQS Med. Lire attentivement la notice. Fabricant : Ormed.

80.00.045 - Artromot K1 Classic - Genou

MOBILISATION DU GENOU/DE LA HANCHE

DIMENSIONS

- Poids : 11 kg.
- Dimensions L x P x H : 97 x 36 x 23 cm.
- Taille des patients : de 120 à 200 cm.

GARANTIE 2 ANS.



- TÉLÉCOMMANDE À POTENTIOMÈTRE
- LARGE AMPLITUDE -10° / + 120°
- INTUITIVITÉ
- QUALITÉ ALLEMANDE

INDICATIONS

- Arthrotomies, arthroscopies, arthroplasties
- Ligamentoplasties LCA/LCP, LLE/LLI
- Fractures patellaires
- Ostéosynthèses
- Interventions sur les tissus mous adjacents à une articulation ou cartilage
- Ostéotomies de varisation/valgisation
- Ménisectomies

CARACTÉRISTIQUES



- Ergonomie et hygiène optimales grâce à une très grande simplicité de réglage et à une désinfection par essuyage des appui-pieds et appui-jambes
- Télécommande inclus : ultra simple à potentiomètre. Fonctions : flexion, extension, temps et pause
- Chariot de transport standard ou modulaire (en option) qui augmente la durée de vie de l'attelle par un meilleur stockage et permet le traitement au lit du patient
- Amplitude de mouvements :
 - Extension/Flexion « genou » -10° / 0° / 120°
 - Extension/Flexion « hanche » 0° / 7° / 115°

EXISTE EN VERSIONS STANDARD ET COMFORT :

80.00.040 - ARTROMOT®-K1 STANDARD

- 3 menus proposant les fonctions inversion de charge, échauffement, nouveau patient (réinitialisation des paramètres), position de transport.

80.00.042 - ARTROMOT®-K1 COMFORT

- 5 menus proposant des fonctions supplémentaires : répétition, allongement (gain d'amplitude), graphique, EMS, exercices complet, confort.

MODÈLE	ARTROMOT®-K1 CLASSIC	ARTROMOT®-K1 STANDARD	ARTROMOT®-K1 COMFORT
			
AMPLITUDES			
ROM Genou (Amplitude articulaire)	-10° / 120°	-10° / 120°	-10° / 120°
ROM Hanche	0° / 115°	0° / 115°	0° / 115°
Flexion Dorsale/Flexion Plantaire	Sans limite	Sans limite	Sans limite
Rotation Externe/Rotation Interne	50° / -50°	50° / -50°	50° / -50°
Taille patient	120 - 200 cm	120 - 200 cm	120 - 200 cm
Segment Fémur	31 - 49 cm	31 - 49 cm	31 - 49 cm
Segment Jambe	25 - 57 cm	25 - 57 cm	25 - 57 cm
Longeur totale	56 - 106 cm	56 - 106 cm	56 - 106 cm
FONCTIONS			
Vitesse ajustable	25° à 180° par min (5%- 100%)	25° à 180° par min (5% - 100%)	25° à 180° par min (5% - 100%)
Pause en Extension/Flexion (posture)	X	X	X
Inversion de charge		Ajustable (1 - 30 Kg)	Ajustable (1 - 30 Kg)
Echauffement		X	X
Verrouillage	X	X	X
GAIN D'AMPLITUDES			
Allongement Extension/Flexion			X
Programme Confort			X
Répétition sur les derniers degrés			X
PROGRAMMES			
Timer		X	X
Combinaison EMS			X
Graphique déroulement de la thérapie			X
Menu Transport		X	X
Nouveau patient (réinitialisation des paramètres)		X	X
ACCESSOIRES			
Chariot	Standard ou Modulaire	Standard ou Modulaire	Standard ou Modulaire
Commande	Télécommande à potentiomètre	Télécommande Graphique Carte patient Chip	Télécommande Graphique Carte patient Chip
Transport	Sac/Caisse de transport	Sac/Caisse de transport	Sac/Caisse de transport
Dimensions	97 x 26 x 23 cm	97 x 26 x 23 cm	97 x 26 x 23 cm
Poids	11 Kg	11 Kg	11 Kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

CHARIOT DE TRANSPORT STANDARD



CAISSE DE TRANSPORT

