



- **INTERFACE TACTILE**
- **PROTOCOLES CLINIQUES**
- **ÉCRAN TACTILE NUMÉRIQUE COULEUR**

INDICATIONS

- Douleurs dorsales, discogéniques ou articulaires
- Spondylose
- Troubles des facettes articulaires, conflit disco-radicaire
- Hypomobilité, spasmes musculaires
- Fractures de compression
- Radiculopathies cervicales

CARACTÉRISTIQUES

- Unité de traction statique, intermittente et cyclique
- Personnalisation des tractions en phases progressive, régressive et traction
- Moteur à vitesse variable (30%, 50%, 100%)
- L'étape de pré-tension facilite la mise en traction du patient pour éviter les contractions musculaires et tester la tolérance du patient à la force de traction
- Protocoles cliniques™ fournis pour les traitements cervicaux et lombaires. 80 plages de protocoles définis par l'utilisateur
- Écran tactile numérique couleur de haute résolution pivotant sur 270°

DIMENSIONS

- Poids : 14 kg
- Dimensions L x P x H : 45 x 24 x 45 cm

GARANTIE 2 ANS.


 Télécharger le manuel d'utilisation de l'appareil de décompression Triton® Chattanooga®



Bibliothèque graphique polychrome complète.



Table de décompression Galaxy Triton® 3-M