



- INTERFACE TACTILE
- PROTOCOLES CLINIQUES

INDICATIONS

- Douleurs dorsales, discogéniques ou articulaires
- Spondylose
- Troubles des facettes articulaires, conflit disco-radiculaire
- Hypomobilité, spasmes musculaires
- Fractures de compression
- Radiculopathies cervicales

CARACTÉRISTIQUES

- Unité de traction statique, intermittente et cyclique
- Durées d'attente, de repos et de traitement définies par l'utilisateur
- 10 plages de protocoles définis par l'utilisateur permettant de stocker les réglages personnalisés
- Écran tactile numérique monochrome pivotant sur 270°
- Stockage aisé des paramètres de traitement, échelles de douleur, et cartes de douleur sur les cartes de données des patients

DIMENSIONS

- Poids : 14 kg
- Dimensions L x P x H : 45 x 24 x 45 cm

GARANTIE 2 ANS.



Télécharger le manuel
d'utilisation du
système de décompression
Tru-Trac® Chattanooga®



Table de décompression Galaxy Triton® 3-M

Les appareils de décompression Triton® et Tru-Trac® sont des dispositifs médicaux de classe IIa et ont été évalués par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement les notices.
Fabricant : DJO LLC.