

## INFORMATIONS DE COMMANDE

2532119	WIRELESS PROFESSIONAL 4 CH
<b>ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS</b>	
42204	Électrodes à Snap Dura-Stick® Plus Snap 50 x 50 mm (x 4)
42223	Électrodes à Snap Dura-Stick® Plus Snap 50 x 100 mm 1 Snap (x 2)
42203	Électrodes à Snap Dura-Stick® Plus Snap 50 x 100 mm 2 Snaps (x 2)
1494	Tours de cou Wireless Professional (Livré avec 2 tours de cou)
001136	Télécommandes Wireless Professional Full Multi-Sessions™ (Livré avec 2 télécommandes)
601163	Câble USB Wireless Professional
602048	Flacon de gel 250 ml
649022	Adaptateur EU Wireless Professional
680041	Mallette de transport Wireless Professional 4 CH
683159	Station d'accueil Smart Wireless Professional 4 CH Multi-Sessions™
980026	Stylet point moteur + flacon de gel 100 ml
984350	Module de stimulation Wireless Professional (Livré avec 4 modules)
5529024	Housse de protection télécommande Wireless Professional Blanche
5529220	Jeu de clips de couleurs Identification des canaux
5528535	Housse de protection télécommande Wireless Professional Bleue
<b>ACCESSOIRES EN OPTION</b>	
001138	Télécommande Wireless Professional Standard Multi-Sessions™
001136	Télécommande Wireless Professional Full Multi-Sessions™
984350	Module de stimulation Wireless Professional (x1)
5529024	Housse de protection télécommande Wireless Professional Blanche
5529220	Jeu de clips de couleur Identification des canaux
5528535	Housse de protection télécommande Wireless Professional Bleue
6522055	4 bandes élastiques Entraînements combinés

- **TRAVAIL ACTIF AVEC ÉLECTRO SURIMPOSÉE**
- **PROGRAMMES : RÉHABILITATION I & II, ANTIDOULEUR I & II, VASCULAIRE, PRÉPARATION PHYSIQUE I & II, NEUROLOGIE**
- **TECHNOLOGIE MUSCLE INTELLIGENCE™**
- **4 FONCTIONS DISPONIBLES SUR CHAQUE MODULE POUR PLUS DE PRÉCISION**
- **MULTI-SESSIONS™**
- **SANS FIL**

Wireless Professionnal 4 CH est un stimulateur sans fil 4 canaux, développé pour prendre en charge les principales indications de l'électrothérapie : Standard (TENS/NMES) et Full (neurologie, ACL) avec la liberté offerte par la technologie Wireless. L'absence de câbles et la fonction Trigger permettront de réaliser de nouvelles séances progressives d'électrothérapie en particulier lorsque le praticien souhaite contrôler manuellement la stimulation.

**Livré avec** 4 modules de stimulation, 2 télécommandes et 1 station de charge évoluée (Smart 4 CH), l'appareil permet l'administration de plusieurs séances simultanément : Multi-Sessions™.

Configuration de programmes : Full - 4 CH - Multi-Sessions™.



### TECHNOLOGIE SANS FIL - WIRELESS

Supprimer toute contrainte d'utilisation en facilitant l'installation de votre patient tout en lui procurant une totale liberté de mouvement. La technologie sans fil vous invite à combiner l'électrothérapie avec des exercices actifs favorisant l'efficacité des séances.

#### + TENS

De nombreuses situations cliniques nécessitent de combiner les effets thérapeutiques du TENS à tout autre traitement.

Le Wireless Professional vous invite à associer 2 programmes simultanément afin d'optimiser les bénéfices de la séance.

#### FONCTION TRIGGER

Déclenchement volontaire et contrôlé de la stimulation lorsque ceci est requis dans certains protocoles (dorsiflexion du pied de l'hémiplégique, etc.).

#### SKIP

Permet de passer librement d'une phase à une autre (échauffement, travail/repos, récupération).

#### PERSONNALISATION

Gérez vos listes de patients, historiques de traitement et créez vos propres programmes.

### AUTONOMIE ET CHARGE RAPIDE

Batteries intégrées aux modules et télécommande en Lithium polymère permettant une charge continue et une autonomie quotidienne de traitement. La station d'accueil permet une recharge complète des modules en moins de 1h30.

### RESSOURCES CLINIQUES INTÉGRÉES

Photos de positionnement d'électrodes, paramètres et détails sur le programme directement accessibles sur la télécommande.

### MULTI-SESSIONS™

Ces dispositifs sont livrés avec 4 modules, 2 télécommandes et 1 station d'accueil évoluée permettant de synchroniser librement télécommandes et modules afin de réaliser plusieurs séances simultanément. Libérez votre activité en ne disposant plus d'un unique stimulateur mais de plusieurs modules de stimulation et télécommandes activables individuellement selon vos besoins. Télécommandes/modules supplémentaires en option.

### GARANTIE 3 ANS.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>NOMBRE DE CANAUX :</b>	4
<b>COURANT CONSTANT :</b>	Jusqu'à une résistance max de 1300 Ohm/canal
<b>INTENSITÉ MAXIMALE :</b>	120 mA
<b>INCRÉMENTS :</b>	0,25 mA
<b>LARGEUR D'IMPULSION :</b>	30 à 400 µ secondes
<b>FRÉQUENCE :</b>	1-150 Hz
<b>CLASSE IP :</b>	IP122
<b>APPLICATIONS :</b>	Type BF conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
<b>ALIMENTATION :</b>	Lithium polymère (LiPo) rechargeable 3,7 (V)/ ≥ 1500 (mAh).

### DIMENSIONS

<b>TÉLÉCOMMANDE :</b>	105 x 66 x 19 mm
<b>MODULE :</b>	55 x 16 mm
<b>STATION D'ACCUEIL SMART 4 CH :</b>	265 x 240 x 200 mm

### POIDS

<b>TÉLÉCOMMANDE :</b>	116 g batterie incluse
<b>MODULE :</b>	62 g batterie incluse
<b>STATION D'ACCUEIL SMART 4 CH :</b>	2,4 kg

### FORME D'ONDE



· Biphassée symétrique  
100% compensée



Modules de stimulation Wireless Professional (984350)



Télécharger le manuel  
d'utilisation du  
Wireless Professional  
Chattanooga®



Découvrez la  
vidéo du Wireless  
Professional  
Chattanooga®

Le Wireless Professional 4 CH est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.