

INFORMATIONS DE COMMANDE

2910 MOBILE 2 RPW

ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS

32000	Pièce à main D-Actor® R-SW noir
28178	Transducteur R040 Beam impact de 15 mm rouge
29724	Transducteur D20-S D-Actor® de 20 mm noir
13-5182	Flacon de gel Conductor 250ml
28701	Kit de révision D-Actor® comprenant 2 tubes de guidage et 2 projectiles

ACCESSOIRES EN OPTION

28701	Kit de révision D-Actor® comprenant 2 tubes de guidage et 2 projectiles
28745	Sac de transport Mobile RPW
31800	Ensemble de 9 transducteurs + valisette :
29801	Transducteur A6 Point
29802	Transducteur T10 Finger
28178	Transducteur R040 Beam impact de 15 mm rouge
29729	Transducteur C15 Cerama-X de 15 mm noir
29728	Transducteur D15 Deep impact de 15 mm noir
29726	Transducteur F15 à lentille focale de 15 mm noir
29724	Transducteur D20-S D-Actor® de 20 mm noir
28736	Transducteur D20-T noir
29725	Transducteur D35-S D-Actor® de 35 mm noir
28730	Ensemble V-Actor® + applicateur V-Actor® :
28740	Transducteur pour infrasons V25 V-Actor® 25 mm noir
28741	Transducteur pour infrasons V40 V-Actor® 40 mm noir
000-00004353	Livre Ondes de choc

INFORMATIONS DE COMMANDE

MODE SIMPLE OU CONTINU

Fréquence du D-Actor® :	1 - 21 Hz
Fréquence du V-Actor® :	1 - 31 Hz
Sortie d'air comprimé :	1 - 5 Bars
Dimensions :	32 x 32 x 21 cm
Poids :	Environ 9 kg

AVANTAGE V-ACTOR®
Effet hyperémiant
et massage



Télécharger le manuel
d'utilisation du
Mobile 2 RPW
Chattanooga®

Le Mobile 2 RPW est un dispositif médical de classe IIa évalué par l'organisme certifié TÜV Rheinland.
Lire attentivement les notices et demander conseil à un professionnel de santé. Fabricant : Storz Medical AG.

2910 - Mobile RPW 2

L'OUTIL ONDES DE CHOC LÉGER ET SILENCIEUX



- 5 BARS / 21 HZ
- V-ACTOR® EN OPTION (INFRASONS)
- LARGE GAMME DE TRANSDUCTEURS
- ADAPTÉ AUX PRATICIENS MALVOYANTS

INDICATIONS

- Douleurs myofasciales
- Activation des tissus musculaires et conjonctifs
- Tendinopathie superficielle et profonde

CARACTÉRISTIQUES

- Conception légère et compacte, combinée à un compresseur intégré silencieux pour une utilisation portable
- Commandes simples et ergonomiques permettant de modifier facilement tous les paramètres clés
- Affichage LED clair et éclairé pour éliminer l'ambiguïté lors de la surveillance de la pression, de la fréquence et du nombre d'impulsions
- Les impulsions peuvent être déclenchées par un mécanisme de déclenchement sur la pièce à main

**GARANTIE 3 ANS
2 ANS OU 3 MILLIONS DE COUPS
POUR LA PIÈCE À MAIN D-ACTOR®.**

ÉCRAN INTUITIF



- 1 Écran d'indication de l'énergie 1-5 Bars
- 2 Écran d'indication du nombre de coups
- 3 Écran d'indication de la fréquence
- 4 Réglage de l'énergie
- 5 Remise à zéro du compteur de coups
- 6 Ajustement de la fréquence

ÉCRAN INTUITIF



SUPPORT POUR FLACON DE GEL

