

Table Gymna GO D2

SPÉCIFICATIONS

| | |
|-------------------------------|---|
| Dimensions: | 205 x 67 cm |
| Poids: | ±74 kg |
| Réglage de la hauteur: | 50 – 100 cm électrique 52 – 99 cm hydraulique |
| Capacité de levage: | Max. 200 kg |
| Tension secteur: | 230 V c.a., 50/60 Hz 120 V c.a., 60 Hz 100 V c.a., 50/60 Hz |
| Consommation électrique: | Max. 2,0 A |
| Classe d'isolation: | II |
| Classification du dispositif: | I |
| Pièces appliquées: | Type BF |
| Protection contre l'humidité: | IP21 |

| | |
|------------------------|--|
| Force du moteur: | 6 kN |
| Utilisation du moteur: | Max. 2 minutes en marche / 18 minutes au repos |
| Pompe hydraulique: | 10kN |
| Matériau cadre: | Cadres en acier |
| Finition cadre: | Thermolaqué blanc RAL 9016 |
| Conformité: | IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 Directives CE 2017/745 (MDR) 2012/19/CE 2011/65/UE |
| Garantie: | Table 3 ans, Garnissage classique, 1 an |



GARNISSAGE COUSSIN

| | |
|------------|--|
| Classique: | PVC, sans phtalate, biocompatible, résistant à l'abrasion et ignifuge |
|------------|--|

FINITION COUSSIN

| | |
|---------|---|
| Linear: | simple rembourrage 40 kg/m ³ |
|---------|---|

OPTIONS

Roulettes
Interrupteur de sécurité pour commande au pied ou à la main

Ouverture-visage
Ouverture-visage Ergomax

DIMENSIONS / FONCTIONNALITÉ

