

Thérapie par ondes de choc radiales - à tout moment et en tout lieu.



Facile à utiliser

- Facile à transporter grâce au sac de transport sur mesure.



- Compresseur d'air silencieux, sans entretien, pas de vidange de la bouteille de condensation.
- Condensation automatique unique.
- Le compresseur s'allume uniquement pendant le traitement.
- Mise à jour rapide du logiciel via le port USB.



Toujours à jour

La thérapie par ondes de choc est en constante évolution. Grâce aux mises à jour du logiciel de traitement, vous restez informé des dernières avancées :

- Unique ! Système de thérapie guidée par le patient : le Shockmaster intelligent adapte automatiquement le niveau de traitement en fonction de l'état de votre patient.
- Plan thérapeutique complet : chaque application est divisée en différentes étapes : pGTS, traitement des tendons, traitement des points gâchettes, traitement musculaire avec D-Actor, traitement musculaire avec V-Actor.
- Les paramètres de traitement sont adaptés en fonction des dernières informations.
- De nouvelles applications sont ajoutées, ainsi que des protocoles de traitement pertinents.




Interface utilisateur intuitive.

- Recherche d'application facile : sous-menus basés sur le tissu affecté.



- Unique : zone de traitement marquée et douleur référée avec point de déclenchement.



- Restriction de sécurité : empêcher l'utilisation d'une pièce à main inappropriée.
- Pop-up après 1,25 million de chocs, lorsqu'une révision est nécessaire.
- Contre-indications : liste de contrôle facile avant chaque traitement.

Nouvelle pièce à main courte :

- Conception ergonomique : légère et bien équilibrée.
- Matériaux à prise souple intégrés.
- Plage d'énergie étendue : niveau de départ à 0,3 bar eff.
- Application plus large : plus de patients, plus d'applications.
- Compatible avec les nouveaux applicateurs Fascia et Spine.
- Rétrocompatibilité : la pièce à main courte peut être utilisée sur tous les appareils ShockMaster, à condition que la mise à jour logicielle obligatoire soit effectuée.



Fascia applicator set



Spine applicator set

Gymna Club

Inscription gratuite au club Gymna :

Informations complémentaires sur la thérapie par ondes de choc avec Gymna ShockMaster : documentation, support technique, mises à jour logicielles gratuites, supports marketing supplémentaires.

Spécifications techniques

Caractéristiques

Dimensions (H x D x W cm)	18 x 38 x 42
Poids (kg)	11
Compresseur	Compresseur d'air intégré, silencieux et sans vibrations. Aucun entretien grâce à la condensation automatique.
Mobile	Avec le sac de transport.
Connections	1
Écran tactile	7 pouces Pleine couleur Vue à 180°

Interface utilisateur

Branchez et jouez	Choisissez vos propres paramètres.
Liste des candidatures	43 applications
Plan de thérapie total	Chaque application est divisée en différentes étapes.
Paramètres préprogrammés	> 90 programmes.
Partie du corps	Choisir des applications via une zone du corps.
Zone de traitement délimitée	Zone de traitement marquée sur les photos pendant le traitement. Application de la douleur référée aux points de déclenchement.
Démarrage rapide	Applications tendineuses. Applications musculaires. Applications osseuses. Tissus conjonctifs. Applications neurologiques.
Compteur prédéfini	Soutenu par une barre lumineuse.
Mise à jour du logiciel	Par port USB.

Performance

Gamme de fréquence	0,5 - 17 Hz (par pas de 0,1 Hz).
Fréquence maximale avec V-Actor	31 Hz
Plage de pression	0,3 - 4 bar eff (par pas de 0,1 bar eff).

Pièce à main et applicateurs

Fonction marche/arrêt	Électronique. Pas de refroidissement par air.
Poids (kg)	0,48 kg
Ergonomie	Protection en caoutchouc souple intégrée.
Thérapie par vibration V-Actor	Disponible.
Kit de révision (standard)	4 révisions. Possibilité de le faire soi-même.
Applicateurs (standard)	Applicateur de faisceau. Applicateur D-Actor 20 mm. Applicateur Deep Impact.
Applicateur (optionnel)	Applicateur de 15 mm. Applicateur de 6 mm. Applicateur D-Actor 35 mm. Applicateur de lentille de mise au point.

