
RÉÉDUCATION PÉRINÉALE



Écran et ordinateur non fournis

BioStim

La RÉÉDUCATION PÉRINÉALE pour tous



Le BioStim est un appareil d'électrothérapie et de Biofeedback conçu pour accompagner les kinésithérapeutes et les sages-femmes dans la prise en charge de la rééducation périnéale.

Grâce à sa technologie informatisée, le BioStim offre une grande simplicité d'utilisation et une navigation intuitive. Il intègre des programmes préconfigurés permettant de réaliser efficacement la majorité des traitements en rééducation périnéale, tant dans le domaine uro-gynécologique que dans le domaine anorectal.

Scannez ce QR code pour en savoir plus



SIMPLIFIEZ ET OPTIMISEZ VOS SÉANCES


Bien plus qu'un simple appareil, le BioStim est une véritable centrale de rééducation pilotée par un logiciel puissant et évolutif.

Compatible avec les ordinateurs Windows et Mac, il vous permet de personnaliser les traitements, de suivre précisément l'évolution de chaque patient et d'exploiter pleinement le potentiel du biofeedback pour améliorer la conscience périnéale et musculaire.

Avec plus de 80 protocoles prédéfinis, modifiables et adaptés à toutes les pratiques (uro-gynécologique, anorectale, post-partum...), le BioStim s'adapte aussi bien aux jeunes professionnels qu'aux praticiens expérimentés ou formateurs.

INDICATIONS DU BIOSTIM

- ✓ Rééducation post-partum
- ✓ Incontinence urinaire et anale
- ✓ Prolapsus (descente d'organes)
- ✓ Pathologies anorectales
- ✓ Douleurs pelviennes et périnéales



TECHNIQUES PROPOSÉES PAR LE BIOSTIM

BIOFEEDBACK

Électromyographie (EMG), mesure de pression et exercices de décontraction. Amélioration de la conscience périnéale et du contrôle musculaire.

ANTALGIQUE

Gate control et stimulation endorphinique. Soulagement des douleurs périnéales ou pelviennes.

EXCITO-MOTEUR

Reprogrammation neuromotrice, rééducation et renforcement musculaire.

LES AVANTAGES DU BIOSTIM

INTERFACE
MODERNE
ET INTUITIVE

PRÉRÉGLAGES
ASSISTÉ
DES SÉANCES

SUIVI PATIENT
INTÉGRÉ

SÉCURITÉ
ACTIVE

PROTOCOLES
DE TRAITEMENT
MODIFIABLES

BIOFEEDBACK
DE HAUTE
QUALITÉ

ANIMATIONS
PERSONNALISABLES


CALIBRAGE
AUTOMATIQUE
OU MANUEL



COMPATIBLE AVEC ...

BioMoov

Analyse de courbe en fin d'exercice pour évaluer l'efficacité de l'Ajustement Postural Anticipateur (APA).
Plus d'infos page 9.



Blueback Physio

Permet de mesurer la capacité de votre patient à activer sa musculature abdominale profonde.



Sondes Emy et Perfit

pour un BFB en fonctionnel sans fil



DISPONIBLE SELON VOS BESOINS

Le BioStim est disponible en 4 versions pour répondre à vos besoins et vos techniques

	 BioStim 1.0	 BioStim 2.0+	 BioStim 2.1+	 BioStim 2.2+
Nombre de voies de stimulation et biofeedback EMG	1	2	2	2
Nombre de voies de biofeedback Pression	0	0	1	2
Compatibilité BlueTooth (Sondes + Blueback + Biomoov)	En option	En option	En option	
Compatible ordinateurs Windows et Mac				
Télécommande	En option	En option		
Fiche patient				
Biofeedback assisté par stimulation				
Comparaison des courbes (jusqu'à 4 en même temps)				
Possibilité de créer des programmes Biofeedback ou combiné				





BioMoov



La proprioception au service de la RÉÉDUCATION PÉRINÉALE

Le BioMoov est un dispositif innovant conçu pour intégrer le travail proprioceptif dans les séances de rééducation périnéale. Il permet d'exercer le plancher pelvien en situation de déséquilibre, avec ou sans visualisation en temps réel des contractions musculaires.

Ce travail dynamique favorise l'engagement réflexe du périnée dans des conditions proches de la vie quotidienne.

Grâce à l'analyse des courbes réalisée en fin d'exercice, le praticien peut vérifier l'efficacité de l'Ajustement Postural Anticipateur (APA), c'est-à-dire la capacité du plancher pelvien à se contracter de manière préventive avant chaque mouvement.




Scannez ce QR code
pour en savoir plus



INDICATIONS DU BIOMOOV

- ✓ Rééducation post-partum
- ✓ Incontinence urinaire
- ✓ Prolapsus
(descente d'organes)
- ✓ Douleurs
pelviennes
et périnéales



LES AVANTAGES DU BIOMOOV



ANALYSE DE COURBES PRÉCISE EN FIN D'EXERCICE

Un retour objectif en fin d'exercice pour évaluer la qualité des réponses motrices et l'efficacité de l'APA

CONNEXION BLUETOOTH OPTIMALE AU LOGICIEL BIOSTIM

Synchronisation simple et rapide pour une intégration directe dans vos séances

COMPATIBILITÉ MULTI-SUPPORTS

Utilisable avec différents plateaux d'équilibre (plateau de Freeman, Bosu, plateaux un ou deux axes...), le BioMoov s'intègre facilement à votre environnement de soin

FIXATION RAPIDE ET SÉCURISÉE

Grâce à un système de velcros, le capteur se fixe aisément sur les plateaux ou directement sur les membres (jambes ou bras), pour analyser les mouvements fonctionnels en lien avec les contractions du périnée

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES PRÉENREGISTRÉS

Des protocoles pensés pour l'utilisation du BioMoov en combinaison avec une sonde périnéale



SANGLE POUR CAPTER
LES MOUVEMENTS INCLUSE



EXERCICES LUDIQUES
POUR LE PATIENT