



Partenaire en kinésithérapie



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME



LA PRESSOTHÉRAPIE INTELLIGENTE

Découvrez la **nouvelle génération** de l'iPress, un appareil de **pressothérapie** innovant, disponible en plusieurs versions conçues pour améliorer vos séances de récupération musculaire, de stimulation circulatoire et de drainage.

Parfait complément à vos techniques manuelles, l'iPress propose une pressothérapie séquentielle programmable, permettant un contrôle précis de la pression sur chaque cellule et des mouvements adaptés aux besoins de chaque patient.



INDICATIONS :

- Insuffisance veineuse
- Troubles circulatoires
- Œdèmes
- Lymphoedème
- Bien-être



Vidéo disponible
en ligne

LES AVANTAGES PRODUIT :

- **Pilotage intuitif** : Gérez vos séances avec les Séries 6 et 10 via l'application dédiée, disponible sur smartphones et tablettes (Android et iOS), grâce à une connexion Bluetooth. La Série 10+ se pilote directement depuis son écran intégré pour une gestion simple et autonome.
- **Programmes préétablis** : Profitez de programmes optimisés en collaboration avec des praticiens experts, répondant précisément aux besoins variés de vos patients.
- **Soin personnalisé** : Offrez un soin personnalisé grâce à la sélection et/ou l'isolement des cellules pour un soin localisé. Enregistrez et ajustez vos séances avec précision grâce à l'affichage en temps réel de la séance.
- **Dégonflage automatique** : Un dégonflage actif et automatique à la fin de chaque soin optimise l'efficacité tout en assurant un confort optimal.
- **Accessoires confortables et ajustables** : Que ce soit pour les bottes, les manchons ou la ceinture, les accessoires de l'iPress sont conçus en matériaux légers, résistants et confortables, garantissant un soin homogène et continu. Ils s'ajustent facilement pour s'adapter à toutes les morphologies.
- **Protocole détaillé** : Une page spécifique détaillant tous les programmes préétablis ainsi qu'un guide d'utilisation complet pour une expérience de soin optimisée.



APPLICATION
ANDROID ET IOS



SÉRIES 6 ET 10
PILOTÉES PAR
SMARTPHONES OU
TABLETTES



SÉRIES 10+ PILOTÉE
PAR ÉCRAN
INTÉGRÉ

LA PRESSOTHÉRAPIE CONNECTÉE

L'Activ'Press, un appareil de pressothérapie à 4 cellules, a été conçu pour vous offrir tous les bienfaits de cette technologie directement chez vous.

Simple à utiliser et intuitif, l'Activ'Press permet de personnaliser chaque séance selon vos besoins grâce à son application mobile (compatible iOS/Android). Ajustez la durée, la pression et suivez l'évolution de votre séance en temps réel, depuis votre smartphone ou tablette.

INDICATIONS :

- Jambes lourdes
- Récupération sportive
- Détente
- Complément des techniques d'amincissement



Vidéo disponible
en ligne



LES AVANTAGES PRODUIT :

- **Application dédiée** : Paramétrez chaque session facilement grâce à l'application disponible sur smartphones et tablettes (Android et iOS), offrant une gestion intuitive et entièrement personnalisée de vos séances.
- **Soin sur mesure** : Ajustez chaque session en fonction des besoins de vos patients, en modifiant la pression ou en désactivant certaines cellules pour un soin ciblé et précis.
- **Démarrage en un clic** : Lancez vos séances en un instant grâce à un démarrage rapide en un seul clic.
- **Séance en temps réel** : Suivez et ajustez vos séances en fonction du temps de soin réel affiché.
- **Accessoires adaptables** : Les bottes, ceinture et manchons à 4 cellules s'adaptent parfaitement à toutes les morphologies.



APPLICATION
ANDROID ET IOS



DÉMARRAGE EN
1 SEUL CLIC




PROGRAMMES
JAMBES, BRAS
ET CEINTURE

Nos appareils de pressothérapie sont disponibles en **4 versions** pour répondre à vos besoins

	Activ'Press	iPress Series 6	iPress Series 10	iPress 10+
Cellules bottes	4	6	10	10
Cellules manchon	4	5	7	7
Cellules ceinture	4	5	5	5
Programmes prédéfinis	12	19	28	28
Interface utilisateur	Bluetooth Android ou IOS	Bluetooth Android ou IOS	Bluetooth Android ou IOS	Écran tactile sur l'appareil
Guéridon disponible en option		✓	✓	✓
Possibilité de créer des programmes		✓	✓	✓
Ciblage de zone de soin		✓	✓	✓
Hanchières disponibles en option			✓	✓
Recouvrement de cellules			✓	✓

LES BIENFAITS DES SOINS :

- **Soins doux et agréables** pour le patient, offrant une expérience de soin confortable.
- **Complément du drainage manuel**, avec une compression spécifique ajustable selon les programmes choisis (pression, cycle, rythme de travail, etc.).
- **Pression agissant sur toute la circonférence** des zones traitées, couvrant une surface étendue pour des résultats optimaux.
- **Programmes adaptés à chaque besoin**, incluant des techniques comme la résorption et la fragmentation.
- **Une solution polyvalente**, adaptée au bien-être et à l'esthétique.



BOTTES
10, 6 ET 4 CELLULES
Un bon rapport qualité prix, plus légères, elles permettent un soin continu sur tout le membre grâce au chevauchement des cellules.



MANCHON
7, 5 ET 4 CELLULES
Idéal pour le soin du membre supérieur, avec un ajustement précis et confortable.



CEINTURE
5 ET 4 CELLULES
La ceinture permet de traiter la surface abdominale. Légère et avec attache velcro pour s'adapter facilement à toutes les morphologies.



GUÉRIDON AVEC PORTES ACCESSOIRES
Le guéridon, plus fonctionnel, offre un rangement pour accessoires et permet d'accrocher bottes, manchons et ceinture, tout en restant mobile grâce à ses roulettes.

45 ans

d'expérience dans
l'électronique médicale

Mazet Santé est une marque du groupe **Electronique du Mazet**. Située sur les plateaux du Haut Lignon en Haute-Loire **depuis 45 ans**, la société Electronique du Mazet est devenue experte en conception et fabrication de produits médicaux.



**Innovation & savoir-faire
Made in France**

Les appareils **Mazet Santé** accompagnent les kinésithérapeutes, centres hospitaliers et cliniques depuis 45 ans pour leur proposer des solutions dans le domaine de la physiothérapie.

Tous nos produits sont étudiés et développés en collaboration avec nos équipes d'ingénieurs et des kinésithérapeutes référents pour valider l'ergonomie des produits et les protocoles cliniques. Nos productions sont réalisées dans notre atelier, où travaillent plus de 50 salariés.

CE

**Des produits de
haute qualité**

Notre appareil BioStim dispose du marquage **CE Médical** par le **GMED** (CE 0459) et notre entreprise est certifiée suivant la **norme ISO13485:2016**. Après assemblage, chaque produit est testé individuellement par nos techniciens.

Un service SAV est disponible. Si vous avez des questions, le service commercial et/ou SAV est là pour vous répondre et vous conseiller. Les appareils sont **garantis 2 ans** et leurs accessoires 1 an.



Découvrez toutes les mentions légales de nos dispositifs médicaux en flashant ce QR Code.



Les instructions de fonctionnement doivent être lues pour utiliser l'appareil en toute sécurité.

Date d'élaboration : 10/02/2025



Partenaire en kinésithérapie