

A moins d'être Shiva,
la déesse aux six bras,
l'i-Press est LA solution.



L'intérêt de la pressothérapie

Cette méthode apporte une aide efficace dans la prise en charge de vos traitements lymphatiques.

i-Press représente un complément unique à vos techniques manuelles. La technologie i-Press vous offre une pressothérapie séquentielle et programmable : la pression est contrôlée sur chaque cellule et les mouvements coordonnés en fonction de vos besoins s'adaptent à vos patients et à leur pathologie.



Les bienfaits des traitements

- Traitements doux et agréables pour le patient.
- Un travail en parallèle du drainage manuel grâce à une compression spécifique différente selon les programmes recherchés (pression, cycle, rythme de travail,...).
- La pression agit sur toute la circonférence et sur une surface relativement étendue.
- Aide à la prise en charge de pathologie chronique et sévère type lymphoedème.
- L'appareil permet de faire des programmes spécifiques comparables à la physiopathologie (appel résorption, fragmentation,...).
- Une nouvelle clientèle : esthétique, relaxation, détente.

→ INDICATIONS

- **Système veineux**
Insuffisance veineuse, varices, jambes lourdes, ulcères
- **Système lymphatique**
Lymphoedèmes, œdèmes traumatiques
- **Esthétique**
Détente, récupération sportive, complément des techniques d'amaigrissement

Les avantages produit

- Naviguer simplement grâce à l'écran tactile couleur et à l'interface conviviale.
- Trouver toutes les pathologies en consultant les programmes préétablis élaborés en partenariat avec des praticiens renommés.
- Offrir à vos patients un traitement adapté personnalisable et enregistrable : Sélection et/ou isolement de cellules par pilotage électronique pour un traitement localisé (fini les manipulations fastidieuses) et mémoire de 20 traitements.
- Régler la séance selon vos besoins grâce à l'affichage du temps de traitement réel.
- Adapter le sens du gonflage des cellules en ascendant ou descendant.
- Optimiser vos séances avec le dégonflage actif et automatique en fin de traitement.
- Raccorder facilement, seulement 2 connecteurs pour alimenter les 10 cellules ou les 6 cellules
- Travailler avec des nouvelles bottes utilisant un matériau innovant : léger et d'une grande résistance, très confortable pour le patient.



L'i-Press travaille le fond et la forme, pour un bien être intérieur qui se voit à l'extérieur.
l'i-Press, votre meilleur allié.

i-Press, une technologie intelligente Des programmes optimisés pour vos besoins

→ RESORPTION

Jambes lourdes, pas de présence de varices, pas d'œdème.

→ EFFLEURAGE

Jambes lourdes, présence de varices, obésité

→ FRAGMENTATION

Œdème lymphatique persistant

→ RESORPTION PERISTALTIQUE GLOBALE

Cellulite, Méthode drainage

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS (LxlxH)	34 x 32 x 14
POIDS	4,9 Kg
ALIMENTATION	230 VAC / 50 Hz
PUISSANCE	50 VA
NIVEAU SONORE	38 < l < 40 dBA
PRESSIION REGLABLE	13 à 133 mbar (10 à 100 mmHG)

REFERENCES

102 046	i-Press 10C + bottes 10C Optimum
101 406	Manchon Optimum 7 cellules
101 091	Ceinture abdominale Optimum 5 cellules pour i-Press 10C
101 528	Hanchières 10 cellules
102 045	i-Press 6C + bottes 6C optimum
102 033	Manchon Optimum 5 cellules
102 090	Ceinture abdominale Optimum 5 cellules pour i-Press 6C
101 410	Guéridon Mazet Mobile avec potence porte-accessoires
090 001	Gaine hygiénique plastique (par 50)

ACCESSOIRES



Bottes Optimum 10 & 6 cellules

Un bon rapport qualité-prix, plus légères, elles permettent un traitement continu sur tout le membre grâce au chevauchement des alvéoles.



Manchon Optimum 7 & 5 cellules

Il permet un traitement précis et confortable du membre supérieur.



Ceinture Optimum 5 cellules

La ceinture permet de traiter la surface abdominale. Légère et avec attache velcro pour s'adapter facilement à toutes les morphologies.



Hanchières (seulement disponible en 10 Cellules)

Des bottes (version XL), plus légères et plus hautes, elles permettent un traitement continu sur tout le membre, jusqu'aux hanches, grâce au chevauchement des alvéoles.



Guéridon avec portes accessoires

Spécialement conçu pour l'« i-Press », ce guéridon, sur roulettes, permet d'accrocher les bottes et accessoires, et possède un rangement à l'arrière.