




Caractéristiques :

- Taille des sections : 46 + 155 cm.
- Procline/décline Tête ajustable +40° à -70° assistée au gaz.
- Largeur plateau 64 cm.
- Elévation/Abaissement de 50 à 101 cm (électrique).
- Cadre de commande périphérique 360° livré de série.
- Ouverture faciale de série - livrée avec bouchon.
- Sellerie simili-cuir non inflammable, bio-compatible et ultra résistant.
- Mousse de densité moyenne 55Kg/m³.
- Châssis croisé de grande stabilité.
- Clé de commande sécurisée.
- Patins de stabilisation de série.
- 4 roulettes multidirectionnelles en option.

Schématique de la table



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Electrique

Alimentation : 100 – 230 Volt – 1 A
 Consommation : max. 1 A
 Poids : Standard 81 Kg/93 Kg avec 4 roulettes

Poids d'expédition : Poids de la table + 50 Kg
 Dimension d'expédition : 220 cm x 85 cm x 77 cm
 Charge maximale : 200 kg
 Elévation : 52 - 101 cm