





CARACTÉRISTIQUES

- Table de traitement à 2 sections : 69 + 129 cm
- Élévation/abaissement de 49 à 101 cm
- Livrée de série avec 4 roues
- Cadre de commande périphérique 360°
- Sellerie avec mousse 4 cm d'épaisseur
- Tête avec Proclive 85° - Déclive 20° assisté au gaz
- Tête avec ouverture faciale de série
- Porte drap d'examen en option
- Pieds ajustables en hauteur pour une stabilité maximale



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation :	230 V/50 Hz
Dimensions :	201 x 69 x 49 - 101 cm
Nombre de sections :	2
Tête :	Proclive 85° - Déclive 20°
Poids :	100 Kg
Charge maximale :	150 Kg