



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Alimentation : | 230 V/50 Hz |
| Dimensions : | 201 x 69 x 49 - 101 cm |
| Nombre de sections : | 3 |
| Tête : | Proclive 40° - déclive 70° |
| Plateau Jambier : | Proclive 85° |
| Cyphose électrique (option) : | 30° |
| Poids : | 100 kg |
| Charge maximale : | 225 kg |

CARACTÉRISTIQUES

- Table de traitement à 3 sections
- Élévation/Abaissement de 49 à 101 cm
- Cyphose électrique en option
- Tête avec ouverture faciale de série
- Cadre de commande périphérique 360°
- Sellerie avec mousse 4 cm d'épaisseur
- Mousse de densité moyenne 55 Kg/m³
- Tête avec Proclive 40° et Déclive 70° assistée au gaz
- Plateau jambier assisté par vérin à gaz : Proclive 85°
- Patins ajustables en hauteur pour une stabilité maximale

