






CARACTÉRISTIQUES

- Table de traitement à 5 sections
- Élévation/Abaissement de 49 à 101 cm
- Cyphose électrique en option
- Tête avec ouverture faciale de série
- Cadre de commande périphérique 360°
- Sellerie avec mousse 4 cm d'épaisseur
- Mousse de densité moyenne 55 Kg/m3
- Tête avec Proclive 40° et Déclive 70° assistée au gaz
- Plateau jambier assisté par vérin à gaz : Proclive 85°
- Double repose avant-bras
- Patins ajustables en hauteur pour une stabilité maximale



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation :	230 V/50 Hz
Dimensions :	201 x 69 x 49 - 101 cm
Nombre de sections :	5
Tête :	Proclive 40° - déclive 70°
Plateau Jambier :	Proclive 85°
Cyphose électrique (option) :	30°
Poids :	110 kg
Charge maximale :	225 kg