



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation :	230 V/50 Hz
Dimensions :	201 x 69 x 49 - 101 cm
Nombre de sections :	7
Tête :	Proclive 40° - décline 70°
Plateau Jambier :	Proclive 85°
Cyphose électrique (option) :	30°
Poids :	114 kg
Charge maximale :	225 kg

#### CARACTÉRISTIQUES

- Table de traitement à 7 sections
- Élévation/Abaissement de 49 à 101 cm
- Cyphose électrique en option
- Tête avec ouverture faciale de série
- Cadre de commande périphérique 360°
- Sellerie avec mousse 4 cm d'épaisseur
- Mousse de densité moyenne 55 Kg/m<sup>3</sup>
- Tête avec Proclive 40° et Décline 70° assistée au gaz
- Plateau jambier assisté par vérin à gaz : Proclive 85°
- Double repose avant-bras
- Double ailettes d'épaule
- Patins ajustables en hauteur pour une stabilité maximale

