

Coussin Demi-Cylindrique



Le coussin demi-cylindrique permet de positionner correctement le patient sur table de massage pour lui assurer le meilleur soin possible.

LE COUSSIN DE KINÉ POLYVALENT

Les coussins de positionnement demi-cylindrique sont disponibles en plusieurs dimensions afin d'offrir un meilleur confort au patient selon la zone du corps à traiter (sous les genoux, les chevilles, reproduire la cambrure du dos la plus naturelle ...)

La densité de mousse de 35 kg/m³ permet de soulager les tensions musculaires du patient et cela diminue les douleurs lors des séances de rééducation.

Allongé sur le dos, il permet de relâcher les muscles des jambes et le bas du dos. Il offre une bonne stabilité lors de massages et de soins. Idéale pour les séances plus longues de thérapie électronique par exemple.

La gamme de coussins Urban et Gingko confectionnée d'un revêtement très résistant dans une grande variété de couleurs pour assortir aux cabinets de kiné.

Classement non feu M1.

Les tailles du coussin :

DIM (CM)	RÉF. DC8	RÉF. DC10	RÉF. DC12	RÉF. DC15	RÉF. DC18	RÉF. DC10-27
H Hauteur	8	10	12	15	18	10
l Largeur	16	20	24	30	36	27
L Longueur	50	50	50	50	50	43

