

**LE+**

**La plus solide du marché**

Sa structure en tube aluminium lui permet d'être très facilement transportable grâce à son poids de 14 kg.



- Mousse haute densité pour un confort absolu 35 kg/m<sup>3</sup>
- Repose-visage réglable en différentes positions
- Coussin visage avec mousse à mémoire de forme
- Fournie avec une housse de transport
- Renfort d'angles arrondis pour lier durabilité et esthétique
- Poignée de portage confortable et renforcée
- Peinture époxy de la structure (lavable, inoxydable, résiste au choc)
- Revêtement "Skintouch" alliant confort, souplesse, bonne lavabilité
- Pieds télescopiques en aluminium, possibilité de régler la hauteur
- Capacité en charge de travail : 204 kg
- Accessoires inclus : repose-visage, repose-bras
- Coloris : prune, noir, gris

	RÉF. RHEAII
DIM (CM) <b>L</b> x <b>L</b>	70 x 184
DIM (CM) <b>H</b> MIN - MAX	62 - 82,5
DIM (CM) VALISE	92 x 70 x 22
POIDS (KG)	14