

PRESSOTHÉRAPIE

La pressothérapie est un outil permettant d'effectuer un travail sur les circuits veineux et lymphatiques, qui vient généralement en complément du drainage lymphatique manuel. Les vertus drainantes sont également appréciées en complément de soins esthétiques. Les appareils de la marque DOCTOR LIFE qui, à notre avis, offre la gamme d'appareil la plus complète et un excellent rapport qualité-prix-fiabilité. Les appareils de la gamme DOCTOR LIFE offre tous

les possibilités suivantes :

- pression séquentielle;
- pression continue;
- mode Reverse (proximal à distal).

Ils sont équipés de la connectique ONE TOUCH, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un point de connexion pour l'ensemble des cellules. Il a été démontré que la pression séquentielle était plus adaptée au travail sur les circuits lymphatiques et la pression continue plus adaptée sur les circuits veineux.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

- Drainage lymphatique
- Lymphœdème
- Insuffisance veineuse
- Cœdème post opératoire
- Syndrome post phlébitique
- Cicatrices hypertrophiques
- Récupération musculaire



MK400

Un appareil idéal en complément du drainage lymphatique manuel.
6 cellules - 3 modes (séquentiel, continu, reverse).
Possibilité de supprimer une ou plusieurs cellules.
Réglage de la vitesse du cycle et du temps de séance.



Caractéristiques	MK400
Nombre de cellules	6 cellules
Pression	10 à 200 mmHg
Programmes	3
Réglage par cellule	Possibilité pression nulle par compartiment
Réglage vitesse	Oui
Gradient de pression	Séquentiel ou continu
Appel à résorption (de haut en bas)	Oui
Dimensions	415 x 305 x 155
Poids	5 kg
Garantie	2 ans
Autorisation	CE Medical
Accessoires inclus	2 bottes
Options	Manchon/ceinture