

Zimmer
MedizinSysteme



Sono**One**

Zimmer

SONO ONE
SONO ONE



Zimmer
MedizinSysteme

Ultrasonothérapie

Depuis des décennies, l'ultrasonothérapie s'est imposée pour le traitement des affections inflammatoires et dégénératives chroniques de l'appareil locomoteur.



SonoOne – toujours prêt
Ergonomique et performant.

Cet appareil compact est optimal, facile à transporter.

Traiter efficacement
1 et 3 MHz, l'émission d'ultrasons en mode pulsé et en mode continu permet d'exploiter toutes les possibilités de l'ultrasonothérapie efficace et moderne.

Fonctionnalités
Intuitif, clair et installation rapide.

Ecran tactile facile d'utilisation

**L'ultrasonothérapie
au format de poche**

Caractéristiques techniques

Fréquence	1 et 3 MHz
Formes d'ultrasons	Continue Pulsée, fréquences d'impulsion réglables : 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz acteur de durée d'impulsions : 1:1, 1:2, 1:5, 1:10
Surface de la tête ultrason	5 cm ² , A _{ER} = 3 cm ²
Intensité	max. 3 W/cm ²
Niveaux d'intensité	0,1 W/cm ² bis 3 W/cm ² in Schritten von 0,1 W/cm ²
Nombre de connecteurs pour tête ultrason	1
Dimensions / poids	H 95 mm x B 138 mm x T 238 mm / 1 kg



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 (0)7 31. 97 61-291
Fax +49 (0)7 31. 97 61-299
export@zimmer.de
www.zimmer.de

