

# CATALOGUE ÉQUIPEMENT

SPÉCIALISÉ DANS LA DISTRIBUTION DE MATÉRIEL DE KINÉSITHÉRAPIE



MEDICAL PRO SERVICE

 chattanooga

***gymna***

 Electronique  
du Mazet

**MAD-UP.Y**

 **WINBACK**  
BETTER FASTER GENTLER

GAME  READY®

MEDICAL PRO SERVICE, expert du matériel de rééducation fonctionnelle et de physiothérapie depuis 2010, accompagne les professionnels exigeants au quotidien.

Notre mission : être un véritable partenaire de vos projets professionnels, en vous apportant des conseils sur mesure et des solutions parfaitement adaptées à vos besoins.


Pour cela, nous nous appuyons sur un réseau solide de partenaires de référence, réunissant les plus grandes marques du marché de la rééducation.

Cette collaboration nous permet de vous proposer une offre complète de matériel à la pointe de l'innovation, alliant technologies avancées, performances remarquables et simplicité d'utilisation.

Implantés en Alsace, près de Saverne, nous intervenons dans de nombreuses régions afin d'analyser avec vous les solutions les plus pertinentes pour optimiser votre activité.



47 rue de l'École  
67330 IMBSHEIM



## NOS MARQUES PARTENAIRES

*gymna.PRO*



**WINBACK**

**chattanooga**



**Mazet**  
Santé

**ASL**  
A S A L A S E R  
Research and Therapeutic Solutions

**G A M E**  
  
**READY**

**Zimmer**  
MedizinSysteme

**MAD-UP**



## BIEN PLUS QU'UN DISTRIBUTEUR, MPS VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS DE CABINET



ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS AUTOUR DE VOTRE CABINET



CONSEILS ET DÉMONSTRATIONS DE MATÉRIEL EN CABINET



LIVRAISON ET INSTALLATION PERSONNALISÉES



NOUS ASSURONS NOUS-MÊMES LE SERVICE APRÈS-VENTE

### LA TEAM MPS

BETTY

Responsable secteur 54 & 57

JULIEN

Gérant

CORALINE

Assistante commerciale



MEHDI

Technicien

+33(0)3 68 04 40 12



# MEDICAL PRO SERVICE


MOBILIER PROFESSIONNEL

P. 8



TECHNOLOGIES PHYSIO'

P. 22



RÉÉDUC' FONCTIONNELLE

P. 39



WINBACK


## DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES WINBACK POUR DES TRAITEMENTS AMÉLIORÉS ET DES RÉSULTATS DURABLES

La tecarthérapie WINBACK s'adapte à toutes vos techniques connues, en apportant efficacité, rapidité et confort dans vos traitements pour une meilleure gestion de la douleur, une rééducation plus rapide, et une expérience agréable pour vos patients.

### MULTIFRÉQUENCE WINBACK VOTRE SOLUTION TOUT-EN-UN

Haute fréquence TECAR : action métabolique  
Moyenne fréquence Hi-EMS : recrutement musculaire  
Basse fréquence Hi-TENS : anti-douleur

VIDÉO  
PRODUIT



## EMFIELDPRO, LA THÉRAPIE PAR INDUCTION À HAUTE ÉNERGIE

**Zimmer**  
MedizinSysteme

### Active la capacité d'autoguérison des cellules.

L'innovation EMFieldPro de Zimmer Medizin-Systeme définit de nouveaux standards pour le traitement de la douleur consistant à exposer la zone douloureuse à un champ électromagnétique puissant pouvant atteindre 3 tesla pour la stimuler.

Il fournit ainsi une énergie nouvelle aux cellules et aux membranes cellulaires, stimule la circulation sanguine et active naturellement le processus de régénération des muscles, des cellules nerveuses et des vaisseaux sanguins. Le traitement est indolore, il agit rapidement et n'a pas d'effets indésirables. Des résultats durables sont perceptibles déjà après quelques séances.

### Indications

- Douleur cervicale
- Épaule gelée
- Syndrome du canal carpien
- Régénération des nerfs
- Mal de dos
- Douleur sciatique
- Douleur pelvienne
- Polyarthrite rhumatoïde
- Tendinopathie rotulienne
- Stimulation de la croissance osseuse



## INTELECT® RPW2

La nouvelle Intelect® RPW 2 combine l'ergonomie, le design, et la facilité de navigation pour des traitements efficaces et mieux acceptés par le patient. L'Intelect® RPW2 permet le traitement des indications par ondes de pression radiales. Ces ondes se propagent dans le tissu de manière radiale, générant un effet thérapeutique. L'applicateur V-ACTOR® HAUTE FREQUENCE est en option et permet le massage vibratoire.

### Indications

- Tendinopathies
- Enthesopathies
- Points trigger et douleurs myofasciales
- Gestion de la douleur et de l'inflammation
- Fasciites plantaires
- Activation musculaire et massages vibratoiresseuse

VIDÉO  
PRODUIT ▶



 chattanooga



TECHNOGYM

## MYRUN TECHNOGYM, PLUS QU'UN TAPIS DE COURSE.

Disponible dans le Grand Est

La première solution qui intègre un tapis de course et une application native qui se synchronise avec une tablette. L'appli est conçue pour offrir la meilleure expérience d'entraînement, avec des programmes personnalisés et un feedback technique instantané de la course.

- connexion à l'appli MYRUN
- intelligent et respectueux de l'environnement
- confort maximum, encombrement réduit
- une course fluide et silencieuse même à 20 km/h



2 ANS DE GARANTIE



7

MAD-UP

MAD-UP

BLOOD FLOW RESTRICTION TRAINING

- Intensifie la sécrétion de HGH\*
- Conduit à la production d'oxyde nitrique
- Augmente les niveaux d'énergie et la performance physique
- Maximisez les effets de votre entraînement



## MAD-UP PRO

MAD-UP Pro propose aux professionnels de santé et de sport, une pratique sécurisée et individualisée de la restriction du flux sanguin, pour la prévention et la prise en charge des déficits musculaires. Si le procédé de BFR Training - ou KAATSU Training - était déjà, depuis des années, scientifiquement reconnu pour son rôle bénéfique sur la croissance musculaire, il lui fallait gagner en sécurité d'utilisation pour s'adapter au contexte médicalisé du renforcement musculaire et de la rééducation fonctionnelle.

MAD-UP a mis au point un dispositif innovant capable d'individualiser une séance de BFR Training de façon optimale et sécurisée. La méthode rendue fiable et confortable est désormais pertinente dans une démarche de soin, de réhabilitation et de performance.

MAD-UP PRO Réf. 154697M.....7 390 € TTC

SPÉCIALITÉ MPS

+33(0)3 68 04 40 12

TABLES DE SOINS

CHAISES

TABOURETS

GUÉRIDONS

COUSSINS



MOBILIER PROFESSIONNEL

## TABLE GALAXY 2 SECTIONS, DOS PROCLIVE OU PROCLIVE/DÉCLIVE



- Proclive section dos 85°
- Déclive 0° ou -20° si souhaitée (barres amovibles)
- Section jambes 138 cm
- Section tête 69 cm
- Largeur 64 cm
- Poids 93 kg

Table GALAXY - 2 sections dos PROCLIVE ou PROCLIVE/DÉCLIVE électrique

Réf. 3127-E-S2.F4 .....2 370 € TTC

€

MOINS DE  
45€/MOIS  
SUR 60 MOIS

VOIR COUSSINS EN PAGE 21

9

## TABLE MONTANE TATRAS GERLACH 2 SECTIONS



- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Dimensions : 201 x 69 x 49 - 101 cm
- Nombre de sections : 2
- Tête : proclive 85° - déclive 20°
- Poids : 100 kg
- Charge maximale : 225 kg
- Sellerie avec mousse 4 cm d'épaisseur
- Mousse de densité moyenne 55 kg/m<sup>3</sup>

Table Montane Tatras Gerlach 2 sections

Réf. 3525-E-S2.F4 .....2 490 € TTC

## TABLE MONTANE ATLAS 3 SECTIONS

- Table de traitement à 3 sections
- Élévation/Abaissement de 49 à 101 cm
- Cyphose électrique en option
- Tête avec ouverture faciale de série
- Cadre de commande périphérique 360°
- Sellerie avec mousse 4 cm d'épaisseur
- Mousse de densité moyenne 55 kg/m<sup>3</sup>
- Tête avec proclive 40° et déclive 70° assistée au gaz
- Plateau jambier assisté par vérin à gaz : proclive 85°
- Porte-drap d'examen en option
- Patins ajustables en hauteur pour une stabilité maximale




Table Montane ATLAS 3 sections  
Réf. 3536-M.S3.F4 .....2 980 € TTC

## TABLE GALAXY 3 SECTIONS

- Section tête : proclive 40° - déclive 70°
- Section jambes : proclive 90°
- Section tête : 46 cm
- Section intermédiaire : 54 cm
- Section jambes : 101 cm
- Largeur 64 cm - Poids 87 kg



Table GALAXY 3 sections électrique  
2 roues : Réf. 3132-S3.F0 .....2 490 € TTC  
4 roues : Réf. 3133-S3.F4.....2 690 € TTC



NUANCIER DES TABLES

## TABLE MONTANE ALPS 5 SECTIONS

**CONFORT ET RELÂCHEMENT À L'AIDE  
DES AILETTES D'ÉPAULES AMOVIBLES**

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Dimensions : 201 x 69 x 49 - 101 cm
- Nombre de sections : 5
- Tête : proclive 40° - décline 70°
- Plateau jambier : proclive 85°
- Cyphose électrique (option) : 30°
- Poids : 110 kg
- Charge maximale : 225 kg
- Dimensions des sections : 46 cm tête - 54 cm intermédiaire - 101 cm jambe.

Modèle classique 4 roues

Réf. 3556-M-S5.F4 .....2 990 € TTC

## TABLE GALAXY 5 SECTIONS



- Sellerie simili-cuir non inflammable, bio-compatible et ultra résistant
- Mousse de densité moyenne 55 kg/m<sup>3</sup>
- Ouverture faciale de série
- Barre de commande périphérique livrée de série (table électrique)
- Patins de stabilisation
- Clé de sécurité
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Porte rouleau drap d'examen en option
- Châssis croisé de grande stabilité
- Largeur de table facilitant la proximité avec le patient : 64 cm
- Section Tête : Proclive 40° - Décline 70°
- Section Jambes : Proclive 90°
- Dimensions des sections : 46 cm tête - 54 cm intermédiaire - 101 cm jambe
- Repose bras ajustables sur la tête

Table GALAXY - 5 SECTIONS

Réf. 3153-S5.F4 .....2 790 € TTC

## TABLE MONTANE ANDES 7 SECTIONS

- Sellerie avec mousse 4 cm d'épaisseur
- Mousse de densité moyenne 55 Kg/m<sup>3</sup>
- Ouverture faciale de série
- Cadre de commande périphérique 360° livrée de série 49 – 101cm
- Patins de stabilisation
- 4 roulettes multidirectionnelles de série
- Porte rouleau haut ou bas de châssis en option
- Châssis parallèle Gris chromé de grande stabilité
- Largeur de table de 69 cm pour le confort de votre patient.
- Section Tête : Proclive 40° - Déclive 70°
- Section Jambe : Proclive 85°
- Dimensions des sections : 46 cm tête - 54 cm intermédiaire - 101 cm jambe



Table MONTANE ANDES 7 sections  
Réf. 3576-M.S7-F4 .....3 490 € TTC

## TABLE MONTANE TAURUS BOBATH 7 SECTIONS

- Sellerie avec mousse 4 cm d'épaisseur
- Mousse de densité moyenne 55 Kg/m<sup>3</sup>
- Patins de stabilisation
- 4 roulettes multidirectionnelles de série
- Châssis parallèle Gris chromé de grande stabilité
- Largeur de table de 120 cm pour le confort de votre patient.
- Élévation/Abaissement de 49 à 101 cm



Table MONTANE TAURUS - BOBATH 7 sections  
Réf. 3583 .....3 190 € TTC

# TOP BUDGET

**gymna.PRO**



## TABLE ENID 2 SECTIONS + TABOURET

- Table électrique
- Trou visage
- Système de roulettes escamotables : 4
- Porte-rouleau
- **Fonction motorisée :**
- Hauteur (position à plat) : 48-94 cm
- **Fonctions manuelles :**
- Inclinaison (de -30° à + 45°) de l'appui-tête par piston à gaz

Disponible en gris anthracite et en bleu marine  
Réf. EL02.1.A66.WF ..... 1 690 € TTC

**LIVRAISON INCLUSE\***



## TABLE GYMNA GO FIT 2 SECTIONS

- Trou de visage : Standard ou Ergomax.
- Système de roulettes.
- Réglage de la hauteur : I-Control.
- Coussin : Linéaire.
- Revêtement : Classique.
- Largeur : 67 cm.
- Dossier réglable (haut) : Manuelle.
- Interrupteur de sécurité : Clé.
- En options :
- Porte-rouleau de papier en 50 cm ou en 60 cm.
- Commande manuelle (en combinaison avec I-Control ou en remplacement de la commande au pied).
- Commutateur de sécurité pour la commande au pied ou à la main.
- Appui-jambes gynécologiques.

I-Control ergomax et roulette compris !  
Réf. 165110Fit ..... 2 450 € TTC

\*Voir départements page 2

# TOP BUDGET

## TABLE GUTH - 2 SECTIONS

- Table électrique
- Trou visage
- Système de roulettes escamotables : 4
- Porte-rouleau

### Fonction motorisée :

- Hauteur (position à plat) : 48-94 cm

### Fonctions manuelles :

- Inclinaison (de -30° à + 45°) de l'appui-tête par piston à gaz
- Accoudoirs réglables

Disponible en gris anthracite et en bleu marine  
Réf. EL022.1.A66.SH.WF.....1 980 € TTC



## COUSSIN DEMI CYLINDRIQUE NOIR

Dimensions 50x18x10 cm  
Réf DC10N ..... 32.90 € TTC

14

## TABLE POINT - 5 SECTIONS

- Table électrique
- Barre périphérique pour régler la hauteur
- Repose-tête avec trou visage
- Système de 4 roulettes rétractables
- Porte-rouleau

### Fonction motorisée :

- Hauteur (position à plat) : 48-92 cm

### Fonctions manuelles :

- Inclinaison (de -45° à + 40°) du repose tête par vérin à gaz
- Accoudoirs réglables
- Inclinaison (de -0° à + 75°) du repose pieds par vérin à gaz

Disponible en gris anthracite et en bleu marine  
Réf. EL032.1A66.SH.WF.....2 049 € TTC



## TABOURET DISH assise ronde

Disponible en gris anthracite et en bleu marine  
Réf. MA03.A66 .....86 € TTC

## TABOURET RIDE assise selle de cheval

Disponible en gris anthracite et en bleu marine  
Réf. MA04.A66 .....94 € TTC

**gymna.PRO**

Tables Gymna disponibles dans les départements 67 | 68 | 90 | 70 | 88 | LUXEMBOURG



**GYMNA PRO D1**

- 2 plans avec long dossier réglable
- Coussins Linéaire
- Cadre de commande i-Control
- Revêtement standard
- Roulettes centralisées
- Ouverture visage avec ergomax + obturateur
- Largeur 67 cm
- Interrupteur à clé
- Châssis GSP (Gymna Stability Profile)
- Poids de levage : 200 kg
- Force du moteur : 8 kN
- Ergomax et roulettes inclus

**GYMNA PRO D1**

Réf. 180110 PROM2 .....3 100 € TTC

Tarif avec roulettes, cadre de commande, ergomax inclus

**NUANCIER TABLES GYMNA**

Nuancier classique  
possible uniquement sur GYMNA GO et GYMNA PRO



Nuancier premium  
possible uniquement sur GYMNA PRO et GYMNA ONE




## GYMNA PRO T5

- 3 plans avec têtière courte proclive, déclive
- Ouverture visage avec NEW ergomax + obturateur
- Cyphose manuelle (électrique en option)
- Coussins Linéaire
- Cadre de commande i-Control
- Revêtement Classique
- Largeur 67 cm
- Interrupteur à clé
- Accoudoirs inclinés avec système «One- Click»
- Châssis GSP (Gymna Stability Profile)
- Poids de levage : 200 kg
- Force du moteur : 8 kN



GYMNA PRO T5  
Réf. 180500  
Sur devis

VIDÉO  
PRODUIT



VOIR OPTIONS EN PAGE 18

## GYMNA PRO T7

- 7 coussins fonctionnels
- Partie centrale réglable de manière progressive
- i-Control : le système de commande à pédale intelligent peut être atteint partout autour de la table, de manière sûre et aisée
- Easymove : presser le système de commande à pédale fait monter la table de traitement sur ses roues
- Ergomax : l'innovant support de tête Ergomax est lisse, amovible, lavable et ergonomique
- Supports latéraux : ces supports permettent de maintenir une excellente position de travail



Une table de massage gymna.ONE dispose de coussins Thermo, un système de chauffage unique

GYMNA PRO T7  
Réf. 180700  
Sur devis

## GYMNA PRO D2



- 2 plans avec tête courte proclive, déclive
- Coussins Linéaire
- Cadre de commande i-Control
- Revêtement standard
- Largeur 67 cm
- Interrupteur à clé
- Roulettes centralisées
- Ouverture visage avec ergomax + obturateur
- Châssis GSP (Gymna Stability Profile)
- Poids de levage : 200 kg
- Force du moteur : 8 kN
- Ergomax et roulettes inclus

GYMNA PRO D2  
Réf. 180120  
Sur devis

VOIR OPTIONS EN PAGE 18

17

## GYMNA PRO D6



- 2 plans avec tête courte proclive, déclive
- Tête manuelle
- Ouverture visage avec NEW ergomax + obturateur
- Coussins Linéaire
- Cadre de commande i-Control
- Revêtement standard  
(revêtement premium en supplément)
- Largeur 67 cm
- Interrupteur à clé
- « One-Click » accoudoirs inclinés
- Supports latéraux
- Châssis GSP (Gymna Stability Profile)
- Poids de levage : 200 kg
- Force du moteur : 8 kN

GYMNA PRO D6  
Réf. 180160  
Sur devis

## OPTIONS GYMNA SUPPORT DE TÊTE ERGOMAX

L'hygiène est importante pour tous vos patients. C'est pourquoi le support de tête Ergomax peut être retiré aisément afin de procurer à chaque patient un sentiment de détente et d'hygiène. Le support de tête Ergomax est en silicone, de forme ergonomique et totalement dépourvu de coutures, optimisant ainsi le confort du patient tout en minimisant les marques de pression.


Trou de visage avec Ergomax .....	204 € TTC
Système de roulettes .....	276 € TTC
Largeur 60 cm.....	156 € TTC
Largeur 77 cm.....	228 € TTC
Coussins Progressive .....	750 € TTC
Coussins Progressive avec chauffage .....	870 € TTC
Revêtement Premium garantie 3 ans .....	372 € TTC
Détection mouvement « SMD » .....	684 € TTC
Mémoire avec « SMD » .....	996 € TTC
Ensemble LED .....	420 € TTC
Batterie .....	552 € TTC
Cyphose électrique .....	408 € TTC
Dossier électrique .....	408 € TTC



Système de roulettes



Coussins Progressive



Coussins Progressive avec chauffage



Détection mouvement SMD



Mémoire avec SMD



Ensemble LED



Batterie



Cyphose électrique



Dossier électrique



## TABLE 2 PLANS FIXE



- Inclinaison de 75° du dossier
- Longueur : 195 cm
- Largeur : 70 cm
- Hauteur : 75 cm
- Poids : 28kg
- Charge maximale : 225 kg
- Épaisseur de la mousse : 5 cm
- Densité : 36 kg/m3

**Inclus**

- Trou visage
- Porte-rouleau
- Pieds pliables

Réf. FIXMT2 .....479 € TTC

## DRAPS LAVABLES CLASSIQUE NON TISSÉ

Lot de 10 - Lavables 200 fois

Réf. 2002 .....23 € TTC



## DRAP EXAMEN

Lot de 12 rouleaux

Tarifs visibles sur notre site web !

CHAISES



Modèle pliant et très léger,  
facilement transportable

Réf. T4426 .....280 € TTC



Réf. VENUS .....345 € TTC

TABOURETS



Chaise Pony chromée sur roulettes  
Réf. PONYAVDOS ..... 298 €

Tabouret Pony chromé sur socle ou roulettes  
Réf. PONY ..... 239 €

Tabouret sur roulettes assise noire  
Réf. HADESTP .....109 € TTC




Tabouret sur socle  
Réf. ARES .....149 € TTC

Tabouret sur roulettes piétement noir  
Réf. HADES .....120 € TTC

Tabouret sur roulettes piétement métal  
Réf. HADESMET..... 130 € TTC

Tabouret sur patins  
Réf. HADESPAT .....120 € TTC



## COUSSINS

Mousse confort polyether recouvert expansé - coloris au choix sans supplément de prix.

Coloris réglisse, pétrole, cendre, granny et autres coloris généralement en stock. Si non disponibles, délais de fabrication de 15 jours.

Les coussins de couleur ne sont ni repris ni échangés.

Densité de la mousse : 38 kg/m.

Fabriqués en France.

- 1. Coussin oreiller - L 44 x l 44 x H 13 cm .....47 €
- 2.a Coussin de table - L 60 x l 45 x H 15 cm .....78 €
- 2.b Coussin de table - L 60 x l 45 x H 30 CM .....97 €
- 3.a Coussin de posture - L 45 x l 20 x H 15 cm .....58 €
- 3.b Coussin de posture - L 45 x l 20 x H 10 cm .....52 €
- 3.c Coussin de posture - L 45 x l 20 x H 5 cm .....46 €
- 4. Coussin sablier - L 33 x H max-min 13-8 cm .....40 €
- 5.a Coussin cylindrique - L 50 x Diam. 25 cm .....74 €
- 5.b Coussin cylindrique - L 50 x Diam. 18 cm .....53 €
- 6. Coussin de visage (*mémoire de forme*) - L 28 X l 28 x H 7,5 cm .....59 €
- 7.a Coussin-cale - L 35 x l 35 x H 9 cm .....46 €
- 7.b Coussin-cale - L 25 x l 25 x H 9 cm .....34 €
- 7.c Coussin-cale - L 20 x l 20 x H 5 cm .....31 €
- 8.a Coussin demi-cylindrique - L 50 x l 20 x H 10 cm.....41 €
- 8.b Coussin de cyphose - L 50 x l 30 x H 15 cm .....67 € TTC



Réf. GUE2P .....160 € TTC



Réf. GUE3P .....190 € TTC



Réf. HZ-903 .....115 € TTC

ÉLECTRO'  
ULTRASONS  
LASER  
ONDES DE CHOC  
THÉRAPIES COMBINÉES  
TÉCAR'  
PRESSO'  
CRYO'  
RÉHAB'  
URO'



TECHNOLOGIES PHYSIO'

## COMPEX WIRELESS PROFESSIONAL

Stimulateur musculaire sans fil à 4 canaux.

- Prise en charge en électrothérapie
- Douleur & réhabilitation standard et vasculaire
- 4 modules de stimulation
- 2 télécommandes et une station de charge évoluée (SMART 4 CH)
- Multi-Sessions™
- TENS/NMES et Full (Neurologie, ACL)

L'absence de câbles et la fonction Trigger permettront de réaliser de nouvelles séances progressives d'électrothérapie en particulier lorsque le praticien souhaite contrôler manuellement la stimulation.

WIRELESS PROFESSIONAL 4CH

Réf. 2532119 .....1 499 € TTC





### COMPEX PRO PHYSIO

Compex Pro Physio est un stimulateur 4 canaux polyvalent développé afin de prendre en charge la totalité des indications traitées en électrothérapie : Standard (TENS/NMES), Full (Neurologie, ACL) mais aussi muscles dénervés, iontophorèse, hyperhidrose, incontinence ou encore prévention des oedèmes post-traumatiques.

Configuration de programmes : OPTIMUM

Réf. 2535110 .....889 € TTC



### COMPEX PRO REHAB

Compex Pro Rehab est un stimulateur 4 canaux développé pour les professionnels de santé recherchant une prise en charge standard en électrothérapie proposant le traitement de la douleur, la prise en charge des indications vasculaires et la stimulation neuromusculaire à l'aide de programmes de niveau I, ce stimulateur répondra aux principales exigences des praticiens.

Configuration de programmes : STANDARD


Réf. 2533110 .....489 € TTC



### REHAB X2

Poursuivez les séances à domicile avec cet appareil offrant fiabilité et facilité d'utilisation. Appareil 2 voies (sur piles), il propose 27 programmes couvrant les applications antalgiques et rééducation standard.

Réf. 111.126+ .....315 € TTC




### CEFAR TENS

Cefar TENS est un stimulateur 2 canaux utilisé à la fois par les patients à domicile et les professionnels de santé afin de délivrer une stimulation électrique dans le cadre du soulagement de la douleur (TENS) et du travail musculaire (EMS/NMES).

Réf. 2053 .....249 € TTC



## ULTRASON INTELECT TRANSPORT® 2



La gamme de produits d'électrothérapie Intellect Transport 2 offre la fiabilité et la valeur qui caractérisent les produits Chattanooga. La conception légère et durable et l'option d'alimentation par batterie offrent la polyvalence nécessaire pour traiter vos patients et vos athlètes dans n'importe quel environnement professionnel. Fruit de décennies d'expérience de la gamme originale Intellect Mobile, Intellect Transport 2 est intuitif et facile à utiliser, et comprend toutes les fonctions essentielles et nécessaires pour accompagner vos patients et restaurer leurs mouvements.

**POINTS CLÉS**ÉNERGIE DÉLIVRÉE

L'amélioration de la détection et de la surveillance du couplage des ultrasons garantit que le patient reçoit l'énergie prévue pour son traitement.

CONFIGURATION ET PERSONNALISATION RAPIDES DU TRAITEMENT

L'écran couleur haute résolution et les menus clairs et intuitifs fournissent des informations en temps réel sur la progression du traitement. La mémoire de l'appareil permet de sauvegarder jusqu'à 15 protocoles personnalisés pour une utilisation ultérieure.

PORTABILITÉ ET POLYVALENCE AMÉLIORÉES

La poignée ergonomique de l'appareil, son poids léger et la batterie longue durée en option facilitent le traitement des patients partout dans l'établissement.

DÉPLACEMENTS FACILITÉS

Guéridon en option avec de grands tiroirs de rangement permettant de placer tous les accessoires à proximité de l'appareil. La fixation magnétique de l'appareil au guéridon permet de l'attacher et de le détacher en toute sécurité, sans aucun outil.

Transport 2  
Réf. 4776 .....1 199 € TTC  
(guéridon en option)

**TRANSPORT 2 COMBO**

L'Intellect Transport 2 COMBO est un système d'électrothérapie, d'ultrasonothérapie et de combinaison des deux modalités utilisé avec ou sans guéridon en option.

Réf. 4778 .....2 599 € TTC  
(guéridon en option)



## XPI 25W LIGHTFORCE®

La Thérapie Laser des Tissus Profonds™ est utilisée pour le traitement des douleurs musculaires et articulaires associées à des lésions aiguës et chroniques des tissus mous. Il est également indiqué pour soulager la douleur et la raideur associées à l'arthrose grâce à sa capacité à augmenter la circulation sanguine localement. Ces facteurs font du laser thérapeutique un choix judicieux de modalité pour la récupération après activité. Plus intelligent qu'un laser classique, le XPI 25W LightForce® transmet une rétroaction visuelle et tactile en temps réel, permettant aux thérapeutes d'administrer des traitements reproductibles et précis. L'intelligence intégrée du XPI indique aux utilisateurs quelles têtes de traitement sont acceptables ou non recommandées en fonction des différents niveaux de puissance, ce qui permet d'administrer des traitements plus sûrs et de réduire les hésitations de la part des thérapeutes.

### Indications


- Cervicalgie
- Lombalgie
- Sciatique
- ATM
- Douleur au coude et douleur articulaire
- Arthrite



XPI 25W LIGHTFORCE	
Réf. SYS-000837 .....	26 999 € TTC
XPI 15W LIGHTFORCE	
Réf. SYS-000829 .....	19 999 € TTC
Guéridon LASER LIGHTFORCE XPI	
Réf. GRD-SYS-837 .....	1 100 € TTC



VIDÉO  
PRODUIT ▶



### MiS

**MLS, LA THÉRAPIE LASER DU 3E MILLÉNAIRE.  
ÉNERGIE PARFAITEMENT CONTRÔLÉE ET  
SYNCHRONISÉE.**

La Thérapie Laser MLS® (Multiwave Locked System) est née à partir des recherches scientifiques de ASA pour surmonter les limites de la Thérapie Laser traditionnelle, tout en exploitant les avantages d'une puissance faible et élevée grâce à une impulsion de qualité brevetée. L'impulsion MLS® repose sur deux émissions combinées et synchronisées : l'une est semblable, en ce qui concerne la puissance, à la LLLT (Low Level Laser Therapy), alors que l'autre a les caractéristiques typiques de l'High Power.


27

Réf. Mis .....35 000 € TTC



### DES AVANTAGES CONCRETS, RAPIDES ET MESURABLES. TOUJOURS.

La Thérapie Laser MLS® favorise la suppression du symptôme douloureux – typique des troubles musculosquelettiques – et représente un excellent outil de réadaptation, car elle favorise efficacement la récupération de la fonctionnalité compromise par un traumatisme, un usage excessif, une pratique traumatisante répétée ou une intervention chirurgicale.





## M-Hi

### THÉRAPIE LASER

Traitements laser Point-par-Point, balayage ou mains libres.

### DOSAGE OBJECTIFS DE L'ÉNERGIE

Finies les conjectures : M-Hi mesure l'énergie délivrée par unité de surface cible (J/cm<sup>2</sup>) pour une thérapie objective et des résultats reproductibles, même en cas de changement d'optique.

### TECHNOLOGIE BREVETÉE ET VALIDÉE

Avec plus de 100 publications scientifiques et plus de 20 000 appareils installés dans le monde, la Thérapie Laser MLS<sup>®</sup> est scientifiquement et cliniquement prouvée.


### FIABILITÉ ENTRE VOS MAINS

M-Hi hérite les mécanismes d'action de MLS<sup>®</sup> en appliquant les protocoles validés cliniquement EU MDR en toute sécurité sur les tissus cibles.

Réf. M-Hi ..... 24 800 € TTC



**NOUVEAUTÉ**



chattanooga

## INTELECT RPW 2

**POLYVALENCE** L'Intelect® RPW permet l'association des ondes de choc radiales et de la thérapie par infrasons (V-ACTOR®) afin de pouvoir prendre en charge les indications les plus vastes en bien-être-massage, esthétique (remodelage corporel, raffermissment...) et activation musculaire avant/après traitement.

### CONFORT

Une rampe d'ajustement optimal de l'énergie permet la progression graduelle de l'intensité au début du traitement afin de procurer à votre patient une sensation beaucoup plus douce. Enregistre les seuils de douleur du patient afin d'administrer un traitement au niveau d'énergie optimal tout en demeurant indolore.

### ERGONOMIE

La possibilité de travailler avec 2 applicateurs (2 pistolets ou 1 pistolet + 1 applicateur pour infrasons V-ACTOR), un guéridon intégré sur roulettes, un écran tactile couleur, une interface pivotant à 360°, vous permet d'évoluer en toute liberté.

### NAVIGATION INTUITIVE

Des ressources cliniques intégrées afin de vous guider d'un simple clic : 80 protocoles cliniques préétablis, schémas d'applications en fonction des indications, bibliothèque anatomique des zones sélectionnées, principes et contre-indications de la thérapie.

Infrason inclus

Réf. 2174KIT ..... 14 790 € TTC



**gymna**

## KIT DE RÉVISION RPW

Réalisez vous-même et très simplement votre révision grâce au kit comprenant 2 tubes de guidage et 2 projectiles associés. 1 tube + 1 projectile = 1 million de chocs.

Réf. 28701 ..... 465 € TTC



## SHOCKMASTER 500

Un traitement dans les meilleures conditions possibles La nouvelle collaboration avec le monde médical a donné naissance au ShockMaster 500. La combinaison unique de technologie de pointe avec un logiciel intuitif sont des atouts pour chaque pratique. Interface utilisateur fonctionnelle Remplacements simples Tiroir de rangement pratique 2 raccords pour la pièce à main

Réf. 342500 ..... 17 990 € TTC



### MOBILE RPW 2

La thérapie par ondes de choc radiales proposée par Chattanooga devient portable avec le dispositif mobile RPW. Doté d'une excellente ergonomie, son design compact, sa légèreté et sa maniabilité vous permettront de disposer de cette thérapie à chaque instant en centres spécialisés, en cabinet ou à domicile. Accédez à une thérapie innovante à l'aide du Mobile RPW.

Proposant une très grande facilité d'utilisation, tous les paramètres de traitement s'affichent directement à l'écran avec :

- Énergie (bars)
- Fréquence de traitement
- Nombre de chocs depuis le début de la séance

Réf. 2910 .....11 990 € TTC



DÉMONSTRATION  
POSSIBLE  
EN CABINET

### SHOCKMASTER 300 MOBILE

#### THÉRAPIE PAR ONDES DE CHOC, TOUJOURS ET PARTOUT

La thérapie par ondes de choc radiales est un traitement établi et reconnu. Avec le ShockMaster 300 mobile, vous pouvez réaliser les traitements à tout moment et partout. Pas de limitations, simplement « plug and play ».

- Appareil petit et léger
- Facile à installer
- Compresseur à air silencieux
- Plug & Play
- Grands boutons de commande
- Barre lumineuse colorée : indication de la durée de traitement

SHOCK MASTER 300 Réf. 342300 .....13 990 € TTC



## INTELECT® RPW LITE

L'Intellect® RPW Lite avec son compresseur intégré et sa sortie d'air comprimé jusqu'à 2 Bars vous permet d'accéder à la technologie des ondes de choc radiales, technique invasive stimulant le processus de régénération des tissus endommagés des patients.



- Design moderne intégrant un compresseur silencieux
- Ultra compact et facile à transporter en cabinet médical ou sur le terrain
- Large écran LCD pour naviguer facilement
- Sortie d'air comprimé : jusqu'à 2 bars
- Changement automatique de la fréquence en fonction de l'intensité
- Compteur de chocs
- 6 niveaux d'intensité pré-réglés
- Pièce à main SPARROW™ avec connexion facile pour changer rapidement d'applicateurs
- Une poignée de transport

Intellect® RPW Lite

Réf. 30680 .....4 500 € TTC



MOINS DE  
85 €/MOIS  
SUR 60 MOIS

**POURQUOI S'ÉQUIPER DE VOTRE ONDES DE CHOC CHEZ MPS ?**

- ▷ MAINTENANCE ASSURÉE DANS VOTRE CABINET
- ▷ CERTIFICATION DES MARQUES CHATTANOOGA & GYMNA
- ▷ PRÊT DE MATÉRIEL
- ▷ PLUS DE 16 ANS D'EXPÉRIENCE
- ▷ ACCÈS À DU MATÉRIEL RECONDITIONNÉ

TÉCAR'

## BACK 4

Grâce aux innovations de la Back4, la thérapie est deux fois plus rapide et permet aux thérapeutes de gagner en efficacité et en rapidité de traitement. Découvrez plus de 50 nouvelles configurations de traitement afin de traiter les pathologies les plus difficiles. Vous pouvez ainsi travailler de deux à trois zones et mixer tous les types d'électrodes et de courants en même temps.

## BACK 3 TX

La multifréquence (TECAR, Hi-EMS & Hi-TENS) pour des traitements efficaces dans un format léger et facile à transporter.

Agissez sur tous les types de tissus et optez pour un champ d'action plus large en combinant tous les courants de l'électrothérapie: haute, moyenne et basse fréquence.

Réf. BACK 3TX sur devis

Réf. BACK4 sur devis



32



WINBACK

DÉMONSTRATION  
POSSIBLE  
EN CABINET



## DOCTOR LIFE MK400



**PRESSOTHÉRAPIE PROFESSIONNELLE, DESTINÉ AUX KINÉSITHÉRAPEUTES** Doctor Life MK400 propose 3 modes de fonctionnement.

Les 2 bottes (non-fournies) sont dotées de 6 compartiments, exerçant une pression sur les jambes pour aider à refaire circuler correctement le sang. Il est possible de mettre une pression nulle sur une ou plusieurs cellules, dans le but de se concentrer sur une zone particulière à traiter.

Pour s'adapter à chaque patient et ses symptômes, l'appareil de pressothérapie Life MK400 fournit une pression pouvant aller de 10 à 200 mm/Hg, de 6 vitesses et d'un temps de traitement allant de 5 à 95 minutes.

Réglez facilement les différents niveaux de traitement avec l'écran tactile du MK400, pour une utilisation simple et rapide de l'appareil.



MOINS DE  
39 €/MOIS  
SUR 60 MOIS

Réf. 194\_MK400NEW ..... 1 985 € TTC



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## I-PRESS 10+

Cet appareil de pressothérapie a été conçu en collaboration avec des membres renommés de l'AKTL.

L'I-press 10+ apporte au praticien une aide supplémentaire au traitement, voire indispensable pour le traitement des œdèmes. Ses programmes clés lui permettent de s'adapter à toutes les pathologies (résorption, effleurage, fragmentation, résorption péristaltique globale). Grâce à son écran tactile, le thérapeute peut personnaliser ses programmes (désactivation des cellules, ciblage de la zone de soin, modification de la pression,...) et les enregistrer. Ses sens de gonflage ascendant et descendant permettent un résultat optimal.

Réf. 102046 ..... 4 790 € TTC

## PACK I-PRESS 10+

Press 10+  
Bottes 10+  
Manchon 7 cellules  
Guéridon I-Press

Réf. 102116 ..... 6 030 € TTC

Pack I-PRESS 6+ ..... 4 590 € TTC  
(bottes, manchons + guéridon)



## GAINE D'HYGIÈNE

Réf. 090001 ..... 22 € TTC



## CRYO 6 ZIMMER

Efficacité prouvée en vue d'une revalidation plus rapide en présence d'un traumatisme aigu.

### ÉQUIPÉ DE SOLUTIONS INTELLIGENTES GARANTISSANT VOTRE CONFORT :

- Facile d'utilisation, pas de recharges
- Thérapie de brève durée grâce à une chute rapide de la température
- Différentes buses en fonction de la zone à traiter
- 2 méthodes de traitement : statique et mains libres ou dynamique et manuel

### DAVANTAGE D'APPLICATIONS :

Spasticité, patients souffrant de rhumatismes, traitements pré/postopératoires, arthrose, récupération après un effort, thérapie 'trigger point', amputations...

CRYO6- Réf. 7300-X01.....9 980 € TTC  
Option bras inox .....870 € TTC



## CRYO7 ZIMMER

Le Cryo 7 permet l'application d'air froid sur la peau avant, pendant et après le traitement au laser sans en diminuer les effets.

Le nouveau Cryo 7 ne nécessite que peu de consommables. Et le nouveau mode stand-by réduit encore la consommation d'énergie, donc les coûts.

Un filtre à air perfectionné veille en outre à ce qu'il y ait beaucoup moins de particules dans l'air aspiré. Le nouvel appareil de cryothérapie contribue donc pour une très grande part à l'hygiène des traitements au laser quels qu'ils soient.

Le Cryo 7 est conçu pour un service fiable sans interruption toute la journée. La fonction de dégivrage et le contrôle automatique du niveau d'eau de condensation sont les garants d'un fonctionnement optimal.

Le filtre à air est facilement accessible et se remplace rapidement lorsqu'il est encrassé. Grâce à de nombreuses innovations techniques, le fonctionnement du Cryo 7 est encore optimisé.

Le traitement est donc beaucoup plus agréable, pour vos patientes et vos patients, mais aussi pour le personnel du cabinet.

CRYO7- Réf. 7350-XP1 .....11 380 TTC

**NOUVEAUTÉ**





## FROID COMPRESSIF

La technologie innovante ACCEL™ de Game Ready (Compression active et circuit d'échange du froid) établit une nouvelle norme de rétablissement tirant profit de la synergie des thérapies de compression active et par le froid en les combinant dans un système de traitement révolutionnaire qui vous donne le pouvoir d'aide à la guérison. Les enveloppes anatomiques à double chambre du système GAME READY permettent une diffusion du froid sur la totalité de la zone musculaire et articulaire. De par la circulation rapide de l'eau glacée, le froid est constant pendant toute la durée du traitement.

Ce froid est réglable au degré près en fonction du ressenti du patient.

Pack Basic : unité sac, cordon, genou  
Réf. 224\_BASIC\_LOT ..... 5 385 € TTC

Pack Pro : Basic + cheville  
Réf. 224\_PRO\_LOT..... 5 990 € TTC

Pack Expert : Pro + épaule  
Réf. 224\_EXPERT\_LOT ..... 6 565 € TTC



## MED4 ELITE

Game Ready® présente le Med4 Elite™, l'appareil novateur de rétablissement multi modal contrôlé par deux microprocesseurs combinant la cryothérapie sans glace, la thermothérapie, la thérapie à contraste rapide et la compression active. Son but est d'offrir des options thérapeutiques complètes, flexibles, pratiques et éprouvées, adaptées aux différents stades de réhabilitation, pour la traumatologie aiguë ou chronique et le traitement post-opératoire.

Réf. MED4ELITE  
Sur devis en fonction de la configuration



**Efficace contre la douleur :  
thérapie par induction à haute énergie,  
jusqu'à 3 tesla**

**Active la capacité d'autoguérison des cellules.**

Avec l'emFieldPro innovant, Zimmer Medizin-Systeme définit de nouveaux standards pour le traitement de la douleur. Le traitement consiste à exposer la zone douloureuse à un champ électromagnétique puissant pouvant atteindre 3 tesla pour la stimuler.



Il fournit ainsi une énergie nouvelle aux cellules et aux membranes cellulaires, stimule la circulation sanguine et active naturellement le processus de régénération des muscles, des cellules nerveuses et des vaisseaux sanguins. Le traitement est indolore, il agit rapidement et n'a pas d'effets indésirables. Des résultats durables sont perceptibles déjà après quelques séances.

36



**Avantages**

- Méthode naturelle sans effets indésirables
- Soulagement rapide des douleurs
- Régénération durable des muscles, des cellules nerveuses et des vaisseaux sanguins
- Amélioration de la mobilité des grandes et des petites articulations
- Utilisation aisée via écran LCD tactile
- 20 programmes préconfigurés activés par pression du doigt sur l'écran tactile

Réf. 5030-x02..... 27 980 € TTC

**Indications**

- Douleur cervicale
- Épaule gelée
- Syndrome du canal carpien
- Régénération des nerfs
- Mal de dos
- Douleur sciatique
- Douleur pelvienne
- Polyarthrite rhumatoïde
- Tendinopathie rotulienne
- Stimulation de la croissance osseuse


VIDÉO  
PRODUIT




**BLACKROLL**

**BLACKROLL**  
Best way to take care  
of your body


Register to app  
and get access to professional  
exercises based on experience of  
physiotherapists



**BLACKROLL**  
All of your workouts  
in one place



Cette application vous offrira  
des exercices polyvalents et  
très efficaces  
pour l'automassage,  
la récupération,  
le raffermissement,  
et l'entraînement fonctionnel  
avec les produits BLACKROLL®



LOOP BAND (32 cm) ..... 14,90 € TTC  
6 versions : rouge, jaune, vert, bleu, noir et orange selon la résistance

SUPER BAND (104 cm) ..... 22,90 € TTC  
3 versions : bleu, vert et orange selon la résistance





### NORMATEC 3

Le 2.0 Pro propulse la technologie Pulse à un niveau supérieur avec des options de programmation hautement personnalisables et un écran tactile sophistiqué. Il dispose également du système Bluetooth lui permettant de se connecter à l'application mobile NormoTec, pour vous permettre d'intégrer votre session de récupération dans votre plan d'entraînement et de contrôler votre session directement à partir de votre téléphone.

- BÉNÉFICES :**
- Augmente le flux sanguin
  - Favorise la guérison et la récupération
  - Diminue la fatigue musculaire après un exercice intensif
  - Améliore l'amplitude des mouvements / Flexibilité
  - Diminue la sensibilité de la douleur

Réf. 63010-006-03 .....999 € TTC

### HYPERICE VYPER 3.0

Réf. 31000 .....225 € TTC



### HYPERICE UTILITY


Compression à glace pour soulager les douleurs et inflammations

Réf. 10030.....80 € TTC

### HYPERICE VENOM

ceinture chauffante/vibrante connectée

Réf. 20000 .....299 € TTC



### HYPERVOLT PLUS BLUETOOTH +

Gun de massage pour soulager les douleurs et raideurs musculaires

Hypervolt 2

Réf. HYP53200-006-00 ..... 249 € TTC

Hypervolt 2.0 PRO

Réf. HYP54200-006-00 ..... 379 € TTC





**CHARIOT BASCULANT  
AVEC MIROIR MURAL**

Réf. 260438 .....870 € TTC  
Miroir mural seul  
Réf. 260443 .....610 € TTC



**BARRES PARALLÈLES AVEC SOCLE**

Réf. 260208 .....à partir de 1 699 € TTC



**AVANCÉE D'ESPALIER**

**Dim. 79x78 cm**

Réf. 112260 .....246 € TTC



**ESPALIER MONTANT  
HÊTRE 14 BARREAUX**

**Dim. 230X90 cm**  
Fixation murale comprise

Réf. 112267 .....450 € TTC



**ESPALIER EN PIN  
VERNI 11 BARREAUX**

**Dim. 79x78 cm - H 230 cm**  
Livré en 2 parties + 4 équerres  
de fixation.

Fixation murale comprise

Réf. 506-2 .....240 € TTC

## ARTROMOT®-K1 CLASSIC-GENOU

La gamme d'attelles de mobilisation motorisées ARTROMOT® se caractérise par une très grande ergonomie, une simplicité d'utilisation et une facilité d'installation du patient sans précédent.

### FONCTIONS

Amplitude du mouvement :

- Extension/Flexion « genou » -10° / 0° / 120°
- Extension/Flexion « hanche » 0° / 7° / 115°

Télécommande ultra-simple à potentiomètre

Fonctions : flexion, extension, timer et pause

Vitesse 5 % - 100 % (25 à 180° par min)

Dimensions : 97 x 26 x 23 cm

Poids : 11 kg

Accessoires en option

Chariot standard ou modulaire

Caisse et sac de transport

Existe également en modèle standard et confort, épaule, cheville, coude, main/poignets et doigts.



Réf. 80 00 045 .....4 149 € TTC

## APPAREIL DE TRACTION TRITON

Unité de traction statique, intermittente et cyclique.

Protocoles préétablis et bibliothèque anatomique intégrée.

Écran tactile couleur - guide thérapeutique intégré.

Réf. 4749 .....3 850 € TTC

## TABLE GALAXY TRITON 3-M

Table de traction électrique en deux sections dont 1 amovible latéralement. Largeur 71 cm avec un réglage en hauteur de 48 cm à 96 cm. Des roulettes pivotantes rétractables sont disponibles en option. Unité de traction vendue séparément. Disponible en noir ou bleu et en version fixe (TTFT).

Réf. 3263 .....4 025 € TTC



**PACK 3-M**  
 Réf. : TRACTION3-M  
 TABLE + TRITON + SANGLES  
 8 755 € TTC

## BIOSTIM

### INDICATIONS

- Rééducation post-partum
- Incontinence urinaire/anale
- Prolapsus
- Pathologie anorectale
- Douleurs...

### BÉNÉFICES THÉRAPEUTIQUES

- > 2 voies de stimulation
  - Courants antalgiques (Gate Control, endorphinique)
  - Excito-moteur (reprogrammation, neuromotrice, rééducation et renforcement musculaire)
  - Contrôle par télécommande
- > 2 voies de biofeedback couplées aux voies de stimulation
  - Réponse de haute qualité
  - Calibrage automatique ou manuel
- > Une voie de biofeedback pression

### CARACTÉRISTIQUES

Un logiciel intuitif et facile d'utilisation, compatible sur MAC et PC, avec modules intégrés

- Guide des pathologies
- Programmes prédéfinis avec ou sans objectif
- Bilans et suivis de grossesse
- Planches anatomiques
- Assistance interactive pour chaque traitement (guides visuels, placement des électrodes, principe de traitement, paramètres préconisés...)
- Une excellente visualisation des courbes : animation neutre, sphérique ou ludique

BioStim 2.0+ Réf. 300473 .....	4 780 € TTC
BioStim 2.1+ Réf. 300474 .....	5 290 € TTC
BioStim 2.2+ Réf. 300438 .....	5 900 € TTC
BioPod Version Link Réf. 300438 .....	900 € TTC


**NOUVEAUTÉ**



Nouveau BioPod pour accompagner Biostim

DÉMONSTRATION  
POSSIBLE  
EN CABINET

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



## TABLE 3 PLANS - 5 SECTIONS

Variation de la hauteur : 47-90 cm  
 Élévation verticale avec déplacement latéral  
 Pieds de 90 mm de diamètre avec vis de compensation de sol antidérapantes  
 Système de réglage de la hauteur par système périphérique avec moteur.  
 Réglage des plateaux : premier dossier et dossier central par vérin à gaz, réglage du plateau siège par compas de relevage (crémaillère)  
 Repose-jambes articulés, réglables en hauteur et amovibles  
 Cuvette de 15x30x4 cm en acier inoxydable et amovible  
 Charge maximale admissible : 250 kg

Réf. C5981 ..... 3 740 € TTC




## TABLE 3 PLANS - 7 SECTIONS

Variation de la hauteur : 58-87 cm  
 Pieds arrondis, avec roulettes encastrées pour éviter les accrocs, fabriqués en polypropylène haute résistance  
 Système de réglage de hauteur par pédale avec moteur Réglage des plateaux : dossier et plateau central par vérin à gaz, plateau pieds par pommeau / poignée  
 Coussin cervical inclus de série Jeu d'accoudoirs (fixes)  
 Repose-jambes articulés, réglables en hauteur et amovibles  
 Plateau pieds amovibles  
 Protection jambière de série  
 Cuvette de 15x30x4 cm en acier inoxydable et amovible  
 Charge maximale admissible : 135 kg

Réf. C3565 ..... 3 090 € TTC



### NUANCIER



CARDIO'  
RENFO'  
ACCESSOIRES PLATEAU TECHNIQUE



RÉÉDUC' FONCTIONNELLE



Disponible dans le Grand Est

## MYRUN - TAPIS DE COURSE

**MYRUN TECHNOGYM**, la première solution qui intègre un tapis de course et une application native qui se synchronise avec votre tablette.

L'application est conçue pour vous offrir la meilleure expérience d'entraînement, avec des programmes personnalisés et un feedback technique instantané de votre course. Cela améliorera votre façon de courir. Pour toujours.

- Installation rapide : environ 5 minutes
- Poids max. de l'utilisateur : 140 kg
- Adapté aux utilisateurs mesurant entre : 155 – 205 cm
- Vitesse : 0,8÷20 km/h ± 5 % (augmentation de 0,1 km/h)
- Inclinaison : 0÷12 % ± 1 %
- Surface de course : (L x P) 1430 x 500 mm
- Hauteur surface de course par rapport au sol : 170 mm
- Dimensions du tapis : (L x P x H) 1760 x 785 x 1260 mm
- Consommation : 230 Vac ±10 % 50/60 Hz
- Consommation en veille ; moins de 0,5 W
- Puissance moteur en travail continu : 220V-2,5 CV/110V-3,0CV
- Puissance du moteur (maximale) : 6,5 CV
- Poids : 92 kg

44



2 ANS DE GARANTIE



Réf. DCKN2BB .....3 650 € TTC  
Livraison incluse

TECHNOGYM



## TECHNOGYM CYCLE - VÉLO DROIT

Usage professionnel intensif  
 Niveau de résistance de 30 à 600 watts  
 Selle en gel réglable en hauteur et en profondeur  
 Connection plateforme Mywellness : QR code  
 Contrôle de la fréquence cardiaque en temps réel  
 Distance réduite entre les pédales : Pédalage réaliste et naturel  
 Dimensions : 114 x 60 x 136 cm  
 Poids max de l'utilisateur : 160 kg  
 Alimentation 240V

Réf. VTCYCLE.....2 950 € TTC

Livraison incluse

2 ANS DE GARANTIE

45



## TECHNOGYM ELLIPTICAL VÉLO ELLIPTIQUE

Usage professionnel intensif  
 Connection plateforme Mywellness : QR code  
 Résistance en watt : 30 à 600 watts  
 Prise de pulsation par poignées Hand-grip  
 Niveaux de difficulté : 1 à 12  
 Dimensions : 160 x 162 x 65 cm  
 Poids max de l'utilisateur : 130 kg  
 Alimentation 240V

Réf. TECH-ELI.....3 950 € TTC

Livraison incluse

## MATRIX LEG PRESS GAMME VISION

Permet à vos patients de renforcer leur bas du corps.

**Résistance** : Testée pour résister à un million de répétitions, soit 4 fois plus que la norme industrielle.

**Confort ergonomique** : Spécialement conçus pour s'adapter aux formes du corps, assurant ainsi un confort optimal même lors des séances d'entraînement les plus intenses.

**Réglages intuitifs** : Les points de réglage en évidence facilitent le choix d'un poids adapté, le réglage selon leur morphologie, et le lancement d'une série d'exercices rapide.

Réf. VST600-S70 ..... 4 790€ TTC

Hors frais de livraison



## MATRIX LEG EXTENSION / LEG CURL GAMME VISION

Aide vos patients à tonifier et renforcer les principaux muscles des jambes.

### Exercice d'extension de jambes

Cible les quadriceps pour améliorer la stabilité des genoux et la puissance des jambes.

### Exercice de flexion des jambes

Renforce les ischio-jambiers pour favoriser le développement équilibré et la flexibilité des jambes.

Résistant, Confortable et Réglages intuitifs.

Réf. VST600-S711 ..... 4 490€ TTC

Hors frais de livraison



## MATRIX FONCTIONNALL TRAINER GAMME VISION

Le fonctionnal trainer de Matrix permet de renforcer l'ensemble du corps de vos patients.

**Les poignées à positions multiples** permettent de faire une plus grande variété d'exercices. Ce rapport de poulie de 1:2 est idéal pour les mouvements lourds et contrôlés qui développent les muscles et la force. Le faible poids de départ et les augmentations de poids progressives facilitent les premiers pas et la progression, quel que soit le niveau.

Réf. VST600-FT-02 ..... 5 390€ TTC

Hors frais de livraison



## SMITH MACHINE A ROULEMENTS LINÉAIRES



La Smith machine à roulements linéaires de Powertec offre un mouvement de barre ultrafluide et guidé avec précision, pour un entraînement sûr et puissant. Construit avec des roulements linéaires de qualité industrielle et des barres de guidage en acier inoxydable, ce système garantit une stabilité inégalée, une friction réduite et un contrôle optimal à chaque répétition. Appareil de musculation utilisable en position assise, buste droit ou incliné, debout jambes droites ou fléchies (squat) bassin légèrement en antéversion (laissant la posture en lordose physiologique), permettant le travail cardiovasculaire (effort, endurance, résistance, récupération...) et musculaire soit avec les muscles des membres inférieurs (mollets, péroniers, quadriceps, ischios, adducteurs, abducteurs, fessiers) soit avec les muscles des membres supérieurs (biceps, triceps, deltoïdes, pronateurs - supinateurs) et tout le buste (pectoraux, abdominaux, trapèze, dorsaux, lombaires).

Réf. SMITH MACHINE ..... 1 800 € TTC

Hors frais de livraison

47



## TUNTURI POULIE PLATINUM MULTI STATION SINGLE

Dotée d'une poulie et de supports, cette unité fonctionne de manière variable et contrôlée.

Les professionnels du sport, les physiothérapeutes et les entraîneurs personnels y trouveront un niveau de qualité pour le renforcement du haut et du bas du corps grâce à une multitude de mouvements possibles.

Réf. 25PVS38000 ..... 1 790 € TTC

Hors frais de livraison

RETROUVEZ  
TOUS LES ACCESSOIRES  
POUR VOTRE  
PLATEAU TECHNIQUE  
SUR NOTRE  
SITE INTERNET ▶



# AVEC SYSTEME DE RÉSISTANCE À AIR RÉVOLUTIONNAIRE

LA RÉSISTANCE S'AJUSTE AUTOMATIQUEMENT À L'INTENSITÉ DE L'EFFORT

## AIR BIKE BOX N'CORE

Selle de haute qualité ultra confortable, avec 7 niveaux de réglages horizontal et 11 niveaux de réglages vertical

- Bouton de réglage de sécurité du siège en inox
- Pédales équilibrées avec sangles pour les réglages
- Poids maximal de l'utilisateur : 160 KG
- Dimensions du produit : 1225mm X 550mm X 1200mm

Réf. 1425.....1318 € TTC

Hors frais de livraison



## BIKERG BOXN'CORE

- Marche pied en inox protégeant la structure de la transpiration
- Réglage de la selle et du guidon par sélectionneur rapide
- Moyeu spécifique pour une sensation réelle de cyclisme
- Auto alimenté par l'alimentation électrique
- Poids maximal de l'utilisateur : 135 KG
- Dimensions du produit: 1380mm X 610mm X 1350mm

Réf. 1423.....1 486 € TTC

Hors frais de livraison



## RAMEUR BOXN'CORE

- Guidon ergonomique à 2 positions et chaîne nickelée de haute qualité
- Différentes options de moniteurs, avec grand écran, support pour smartphone
- Autogénérateur pour l'alimentation électrique
- Poids maximal de l'utilisateur : 135 kg
- Dimensions du produit : 2400mm X 620 X 1070mm

Réf. 1428.....1 318 € TTC

Hors frais de livraison



## SKI ERG BOX'CORE

- Cordes haute résistance, poignées ergonomiques
- Auto-alimenté, support pour smartphone et programmes de jeu
- Console Bluetooth compatible D-Fit
- Poids maximal de l'utilisateur: illimité
- Dimensions du produit: 1270mm X 590mm X 2178mm

Réf. 1424.....1 558 € TTC

Hors frais de livraison



EXPERT

**DEPUIS 2010**

DANS LA CRÉATION  
DE CABINET DE  
RÉÉDUCATION.

50



PROXIMITÉ | TARIFS | SERVICE

---

# Conditions générales de vente

1 - Prise de commande - Conformément aux usages de la profession, les commandes sont passées par téléphone ou par mail.

2 - Devis - Toute acceptation d'un devis implique de la part de l'acheteur, la connaissance et l'acceptation sans réserve de nos conditions générales de vente. En signant le devis, le client accepte de tenir son engagement et de respecter l'accord établi avec le vendeur.

3 - Prix - Tous les prix indiqués sur nos publications s'entendent TTC, en Euros, pour une livraison en France Métropolitaine et un paiement comptant sans escompte.

4 - Modalités de paiement - Conformément à l'art. L441-6 du Code du Commerce, toute somme non payée dans un délai de 30 jours à compter du lendemain de la date d'échéance indiquée sur la facture donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, à l'octroi de pénalités de retard sous forme d'intérêts de retard calculés à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal au jour de la facturation de ces intérêts de retard. Ces pénalités courront jusqu'au complet paiement.

5 - Frais de port - Certaines commandes nécessitant des opérations logistiques spéciales, contenant des produits de dimensions ou de poids particulièrement importants, pourront faire l'objet de frais de transport spécifiques.


6 - Délai de livraison - Les commandes passées en France Métropolitaine sont livrées dans un délai d'une semaine, sous réserve de disponibilité des produits. Les commandes spéciales font, quant à elles, l'objet d'un RDV avec le transporteur. Les pénalités de retard sont exclues.

7 - Livraisons partielles - Sauf mention particulière formulée lors de la prise de commande, nous procédons à l'expédition immédiate des articles constituant des lots homogènes, utilisables et disponibles. Les soldes de commande feront l'objet de livraisons complémentaires ultérieures.

8 - Garanties - Sauf indication contraire, tous les articles de nos catalogues bénéficient d'une garantie contre tout vice de fabrication. La période de garantie prend effet à partir de la date figurant sur la facture en relation avec les garanties contractées par les fabricants.

9 - Réserve de propriété - En application de la loi n 80335 du 12/05/08, le transfert de propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix. Lors du passage de la commande, le client reconnaît mandater Medical Pro Service SARL pour l'exécution de la totalité de la commande.

10 - Lieu de Juridiction - En cas de différent, le litige devra être porté devant les tribunaux de Strasbourg, seuls compétents même en cas d'appel de garantie, de pluralité de défendeur ou de stipulations contraires dans les documents du cocontractant.



RETROUVEZ TOUS NOS ARTICLES  
ET NOTRE CONSOMMABLE SUR  
[MEDICALPROSERVICE.FR](http://MEDICALPROSERVICE.FR)

LASER



MEDICAL PRO SERVICE  
47 rue de l'École 67330 IMBSHEIM  
+33(0)3 68 04 40 12  
[www.medicalproservice.fr](http://www.medicalproservice.fr)