Normatec Premier Product Overview



Le dispositif Normatec le plus avancé et entièrement intégré à ce jour. Une expérience rafraîchie et intuitive sans unités ou tuyaux supplémentaires, un poids réduit, et la possibilité de débloquer des fonctionnalités et des personnalisations de niveau supérieur grâce à l'application Hyperice connectée via Bluetooth®.





Passez au niveau supérieur

Dites adieu aux tuyaux et aux unités de contrôle séparées et découvrez l'apogée de la récupération avec le Normatec Premier. Avec 7 niveaux de compression, une autonomie prolongée de 4 heures, et un poids de seulement 1,45 kg par botte, le Normatec Premier est conçu pour privilégier la portabilité sans sacrifier les performances, vous offrant un massage par compression d'air dynamique sans tracas, à portée de main. Que vous soyez un athlète en déplacement ou que vous recherchiez simplement une récupération dans le confort de votre maison, la conception légère du Normatec Premier garantit une utilisation, un transport et un rangement faciles.



Science de pointe et résultats

Conçu par un médecin titulaire d'un doctorat (MD, PhD), Normatec est le dispositif original de massage par compression d'air dynamique, scientifiquement approuvé et plébiscité par les meilleurs athlètes du monde. Notre technologie brevetée Pulse offre un traitement précis à 5 zones superposées en utilisant la biomimétique pour reproduire les pompes musculaires naturelles et les valves unidirectionnelles des jambes, tout en vous offrant la possibilité de cibler des zones spécifiques grâce à notre technologie ZoneBoost™. Le résultat ? Une augmentation temporaire de la circulation sanguine dans les jambes, une réduction des douleurs et courbatures musculaires, une amélioration de votre temps d'échauffement et une récupération plus rapide après l'entraînement.



Expérience premium et technologie avancée

Le Normatec Premier intègre notre technologie révolutionnaire HyperSync™, qui synchronise chaque jambe pour vous offrir un massage symétrique. Personnalisez votre massage par compression en fonction de vos besoins spécifiques en ajustant les niveaux de pression, la durée du traitement, et en débloquant encore plus de fonctionnalités de personnalisation grâce aux commandes Bluetooth® via l'application Hyperice.



Normatec Premier

L'expérience de compression d'air dynamique la plus haut de gamme sur le marché.

-Pour les passionnés de bien-être à utiliser à la maison
-Facile à emporter pour l'athlète d'endurance en déplacement, pour une récupération pendant les voyages



Normatec 3

Le système de compression d'air dynamique le plus polyvalent sur le marché.

-Le choix incontournable des entraîneurs, kinésithérapeutes et chiropracteurs grâce à la possibilité d'utiliser plusieurs accessoires



Normatec Jambes Inférieures

L'approche la plus portable et ciblée de la compression d'air dynamique sur le marché.

-Solution ciblée pour la circulation des jambes inférieures, l'inflammation et la récupération lors des déplacements et en voyage.

Control unit




Product details



What's included



- Compression boots (2)
- 24V wall charger
- Drawstring bag



Specifications

Color	Matte black	**Compression levels**	7
Weight	1.45 kg (single boot)	**ZoneBoost™ technology**	Yes
Size	39.37 cm x 102.87 cm (single boot)	**Bluetooth®**	Connect via the Hyperice App
Battery life	4 hrs	**TSA approved**	Approved by TSA for carry-on

Normatec Premier vs. concurrents sur le marché :

- Le Normatec Premier offre plus de niveaux de pression (7 contre 4 pour les concurrents)
- Le Normatec Premier est plus léger (grâce à son unité de contrôle mince sur la cuisse supérieure par rapport au pied)
- Le Normatec Premier dispose de plus de zones (5 zones contre 4 pour les concurrents)
- La pompe du Normatec Premier est équipée d'un moteur sans balais, offrant une durée de vie plus longue et une opération plus silencieuse (contre un moteur à balais chez les concurrents)
- Paramètres professionnels disponibles via l'application Hyperice en Bluetooth
- Technologie HyperSync pour garantir un massage symétrique
- Le Normatec Premier peut être utilisé pendant qu'il est en charge
- Le Normatec Premier dispose de la technologie ZoneBoost

Feature	Normatec Premier	Normatec 3 Legs	Normatec Go
Cost	1199 EUR 999 GBP	999 EUR 899 GBP	499 EUR 429 GBP
Compression levels	7	7	7
Amount of zones	5	5	2
Bluetooth connectivity for App control	Yes	Yes	Yes
Battery life	4 hours	3 hours	3 hours
Charger type	24V	15V	USBC
Weight	1.45 kg per boot	1.45 kg control unit	0.54 kg
TSA/carry-on approved	Yes	Yes	Yes



Normatec size chart

Our size guide is here to help you find the perfect Normatec fit. Use your inseam and height to determine your size from the chart below. If you are in between sizes, we recommend sizing down to ensure best fit.

Inches | Centimeters

Size	Inseam	Height
Short	<31"	<5'3"
Standard	31" - 35"	5'4" - 6'3"
Tall	>35"	>6'4"

How to measure

To find your inseam measure the length between just below your crotch and the bottom of your ankle.